

REINVENTING CRANIAL FIXATIONS

INSTRUMENT FREE

Fast & Easy implantation

HIGH STRENGTH & SAFETY

Double locking mechanism

CT / MRI ARTIFACT-FREE

100% PEEK

MINIMAL PROFILE

3D adaptation

CRANIAL Loop™

PEEK cranial fixation device

CRANIAL
Loop™



FC050000

クラニアルループ

- Osteotomy line device
- φ12mm

CRANIAL
Loop(L)™



FC050100

クラニアルループL

- Osteotomy line device
- φ16mm

CRANIAL
Loop(XL)™
BURR HOLE



FC050200

クラニアルループXL

- Burr hole device
- φ22mm

100% PEEK Implant (Poly-Ether-Ether-Ketone)

Cranial LOOPIは100%PEEK素材を使用した頭蓋骨固定用クランプです。

PEEK素材は以下の優れた特長を持つ高機能樹脂のため、世界中で500万件を超えるインプラントの実績を持ちます。

機械的強度

耐摩耗性
耐衝撃性
耐疲労性


生体適合性
生体内安定性

耐放射線性
耐薬品性


X線透過性

FAST & EASY


特別な機器を使用せず、骨片の固定を素早くシンプルに行えます。



1 ハンドルを引き上げながらアプライヤーを押し下げる。



2 剪刀を用いてケーブルを切断し、アプライヤーを取り除く。



3 手指で余分なケーブルを折り曲げ、取り除く。

CT / MRI ARTIFACT-FREE



チタン製品によるアーチファクト



クラニアルループ

PEEK製のため、CT、MRI、X線撮影時にアーチファクトの無い画像が得られます。

STRENGTH & SAFETY





図) 固定した骨片を2mm陥没させるために必要な力

Neos Surgery's data, based on the testing methodology by Dr. Lerch (Neurosurgery. 1999;44(4):902-5)

3D ADAPTATION




固定前


固定後

柔軟性のあるPEEK素材により、プラットフォームが骨に沿うように固定されるため、硬膜や脳に損傷を与えるリスクが低減されます。



REINVENTING CRANIAL FIXATIONS

総販売元  **ユフ精器株式会社**
サージテック事業部
東京都文京区湯島2丁目31番20号(〒113-0034)
TEL: 03-3811-1001 FAX: 03-3811-1651

製造販売者  **株式会社ユニメディック**
UNIMEDICA

本社
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3丁目6番28号 オクタス西天満ビル2階
TEL 06-6316-7330 FAX 06-6316-7331

東京営業所
〒111-0042 東京都台東区寿1丁目8番1号 寿マンション1階
TEL 03-5828-7401 FAX 03-5828-7402

福岡営業所
〒806-0032 福岡県北九州市八幡西区筒井町13番21号 ダイナコートピア黒崎II504号
TEL 093-644-0221 FAX 093-644-0231

URL: <http://unimedica.co.jp> E-mail: inquiry@unimedica.co.jp