

Princess Vest

女性のために設計された X線防護エプロン

バーリントン・メディカル社 製

プリンセスベスト

ここが違います！

ユニセックスベストに比べ脇の開きが少なくなり、乳がん等の原因になる脇からの被ばくから防護します。
また、重量バランスを考え、前面の余分な重なり部分を減らし、肩や腰にかかる負担を軽減しています。
ギャザーベルトにより身体にフィットする着心地を実現した女性の為のデザインです。



プリンセスベスト



ユニセックスベスト



製造販売業者



ユフ精器株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目31番20号
TEL : 03-3811-1131 FAX : 03-3811-9000

E-mail : xray.info@yufu.co.jp

QVK

女性用 ツーピースエプロン

ツーピースタイプ

〈ベスト&キルト / ギャザーベルト使用〉



| サイズ | 商品コード | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| | コストランチャー (鉛) | トゥルーライト (硬鉛) | ゼノライト (無鉛) | |
| 上 下 セ ット | S | CCQVK-D | TLQVK-D | S3QVK-D |
| | M | CCQVK-E | TLQVK-E | S3QVK-E |
| | L | CCQVK-F | TLQVK-F | S3QVK-F |
| | XL | CCQVK-FL | TLQVK-FL | S3QVK-FL |

※ スリーブの取付が出来ない製品になります。


※ 生地・サイズやカスタムにより重量に変動がございます。



ベスト



キルト



注)

- ・ 特注製品の価格についてはお問い合わせください。
- ・ カラー生地、デザインは予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

- 表地、裏地の色を変えることもできますので、豊富なカラーバリエーションの中よりお選びいただけます。
- 上下異なるサイズや、上下別单品での受注も可能です。
- 防護材は 3 種類からお選びいただけます。
【コストランチャー(鉛)】鉛含有ビニール素材
【トゥルーライト(硬鉛)】アンチモン鉛
【ゼノライト(無鉛)】重金属複合材料、可塑性
- 前面、背面の鉛当量を変えることができます。
(0.25mmPb / 0.35mmPb / 0.5mmPb)

OPTION



プリンセスベストは「アウトラスト対応製品」です。

Outlast® は米国 NASA の為に開発された、身体の表面温度を快適な温度に調整する画期的な素材です。暑くなった体の熱を吸収し、放出します。

◎ 防護材と一緒に生地の内側に取り付けられます。(別途、追加料金がかかります)

※ 体感には個人差があります。

デモ器のお貸出し
についてのご案内

- 貸し出しは着払いにて承ります。
- 貸し出し期間は 2 週間です。
- 形状・サイズの確認用ですので臨床用としてご使用にならないでください。

※ カタログの色と実物は異なる場合がありますのでご了承ください。

医療機器製造販売届出番号 13B1X00249BM0001