



# DORO®

## NON-STICK Bipolar Forceps



**DORO® - Simply Better Built...Simply More Choices.**



# DORO®NON-STICK Bipolar Forceps

## Bayonet

### DORO® NON-STICK Bipolar Forceps – Bayonet, Pinpoint Coagulation

全長	17.0cm	19.0cm	20.0cm	22.0cm
----	--------	--------	--------	--------

有効長	6.5cm	8.5cm	9.5cm	11.5cm
-----	-------	-------	-------	--------

Tip size(長さ×幅)

5 × 0.4mm



5022.012

5023.012

5024.012

5 × 0.7mm



5022.013

5024.013

5025.013

5 × 1.0mm



5024.014

5 × 1.2mm



5024.015

5025.015

5 × 1.5mm



5025.016

チップ角度付き、シャフト角度付き、その他のサイズは5ページをご覧ください。



# DORO®NON-STICK Bipolar Forceps

## Bayonet Keyhole

低侵襲アプローチに適した平行シャフトで、シャフトの広がりを最小限に抑えチップは平行になるように設計されています。

### DORO® NON-STICK Bipolar Forceps – Bayonet Keyhole, Planed Coagulation

全長	20.0cm	23.0cm	25.0cm
----	--------	--------	--------

有効長	9.5cm	12.5cm	14.5cm
-----	-------	--------	--------

Tip size(長さ×幅)

5 × 0.4mm



5036.012

5 × 0.7mm



5036.013

5038.013

5 × 1.2mm



5034.015

5036.015

5038.015

5 × 0.7mm  
(15°UP)




5036.033

5 × 0.7mm  
(45°UP)



5036.053



# DORO®NON-STICK Bipolar Forceps

## ADF Adjustable Dissecting Force

最適な把持、凝固を可能にするために必要に応じてフォーセプスの張力を調整できる製品です。DORO®フォーセプス横にあるADFホイールを回すだけで、自分好みに調整ができます。

全長 19.0cm 22.0cm 25.0cm



有効長 8.5cm 11.5cm 14.5cm

Tip size (長さ×幅)

### ⚙️ DORO®ADF NON-STICK Bipolar Forceps – Bayonet, Pinpoint Coagulation

5 × 0.7mm 5043.013 5045.013

5 × 1.0mm 5043.014

5 × 1.2mm 5045.015



### 💧 ⚙️ DORO®ADF NON-STICK Bipolar Forceps – Bayonet Irrigation, Pinpoint Coagulation

5 × 0.7mm 5045.023

5 × 1.2mm 5045.025

### ⚙️ DORO®ADF NON-STICK Bipolar Forceps – Bayonet Keyhole, Planed Coagulation

5 × 1.2mm 5058.015



#### DORO® Accessories

製品番号 5015-61-10

イリゲーションバイポーラ用マントリン 10本入

# DORO® NON-STICK Bipolar Forceps

## Straight

DORO® NON-STICK Bipolar Forceps – Straight, Pinpoint Coagulation

全長 12.5cm

有効長 4.3cm

Tip size(長さ×幅)

3 × 0.3mm  5062.019TL3

5 × 0.4mm  5062.012

5 × 0.7mm  5062.013

5 × 1.2mm  5062.015



## Bayonet ( UP / Down / Others )

DORO® NON-STICK Bipolar Forceps – Bayonet, Pinpoint Coagulation

全長 15.5cm 17.0cm 19.0cm 22.0cm



有効長 5.0cm 6.5cm 8.5cm 11.5cm

Tip size(長さ×幅)

5 × 1.2mm (45°UP)  5023.055

5 × 1.2mm (45°Down)  5023.065

3 × 0.3mm 5021.019TL3 5022.019TL3 5023.019TL3

3 × 0.3mm (30°UP) Irrigation  5022.099TL3  5023.099TL3

3 × 0.3mm DW 5022.019TL3B 5025.019TL3B

3 × 0.3mm (45°UP) DW 5022.059TL3B

9 × 0.4mm 5022.012TL9



### DORO® Accessories

製品番号 5015-61-10

イリゲーションバイポーラ用マントリン 10本入




# DORO®NON-STICK Bipolar Forceps

## Features



### NON-STICK

先端は純度の高い銀合金製でコーティングではありません。  
高い熱拡散率を提供しており、低出力で使用でき、組織の焦げ付きを防止します。  
術中の先端チップクリーニングの回数を軽減し、長寿命を実現します。



### Dual Tip Action

ストレート、バイオネットおよびバイオネットイリゲーションの先端は、マイクロサージェリーのためのピンポイント凝固または先端を閉じた面での広範囲な凝固を可能にします。



### Guide Keeps Tips Precisely Aligned

ロングタイプにはガイドが備わっており、シザリングを防止します。  
これにより安全性と精度が向上します。



### Optimal Tissue Manipulation

ロープロファイル設計でイリゲーションラインはハンドルとコネクタに組み込まれており、広い視野を確保します。  
イリゲーションは術野から血液や血腫を洗い流します。  
また、長時間の手術において過熱を抑えます。




チップ幅



チップ長さ



チップ角度



シャフト 角度 ストレート  
下向き(DW)

ドロンスティックバイポーラフォーセプス 医療機器製造販売認証番号 229AFBZX00032000



製造元

pro med instruments GmbH (独国)

製造販売元



ユフ精器株式会社  
YUFU ITONAGA CO., LTD.  
サージテック事業部

東京都文京区湯島2丁目31番20号 〒113-0034  
TEL:03-3811-1001 FAX:03-3811-1651

