




バーリントン・メディカル社
X線防護用品



ユフ精器株式会社

バーリントンメディカル社製 プロテクターの特長



- 多彩な形状・サイズの中より最適な 1 枚をお選びいただけます。
- カタログ中のサイズ以外で特注サイズのご依頼にも対応できます。
- コートタイプ、ツーピースタイプでは、前面、背面との鉛当量を変えることができます。
- 表地、裏地の色を変えることもできますので、豊富なカラーバリエーションの中よりお選びいただけます。
- 胸部にポケットを付けることもでき、ネームや刺繍サンプルのロゴを入れる事が可能です。



Outlast® は米国 NASA の為に開発された、体の表面温度を調整する素材です。
発汗前に上昇した体温の熱を吸収・貯蓄・放出し、衣服内を快適な温度バランスに調節する画期的な素材です。

※ 体感には個人差があります。

◎ 防護材と一緒に生地の内側に取り付けられます。(別途、追加料金がかかります)



- ① 表生地
- ② 防護材
- ③ アウトラスト
- ④ 裏生地

ACCENT

ハイグレードの生地「Dartex®」からお好きな組み合わせでプロテクターにアクセントを入れる事が出来ます。

◎ 詳しくは P6 をご参照ください。

エプロンサイズ表

商品名		サイズ	身幅 (cm)	全長 (cm)
F111	男性用	S	48	95
		M	52	100
		L	58	105
		XL	62	111
	女性用	S	41	90
		M	46	95
		L	62	101
		XL		106

商品名		サイズ	身幅 (cm)	全長 (cm)
F17	男性用	S	58	94
		M		99
		L		104
		XL	63	109
	女性用	S	58	91
		M		96
		L		101
		XL	63	106

商品名		サイズ	身幅 (cm)	全長 (cm)
EURO	男性用	S	54	94
		M	58	99
		L	63	104
		XL	69	109
	女性用	S	49	88
		M	54	94
		L	58	99
		XL	64	104

商品名		サイズ	身幅 (cm)	全長 (cm)
A10	男性用	S	58	95
		M		99
		L		105
		XL	63	109
	女性用	S	58	91
		M		96
		L		101
		XL	63	105

商品名		サイズ	身幅 (cm)	全長 (cm)
VK (ベスト)	男性用	S	47	57
		M	54	60
		L	59	63
		XL	63	64
	女性用	S	46	54
		M	49	57
		L	54	59
		XL	57	61

商品名		サイズ	身幅 (cm)	全長 (cm)
PVK (ベスト)	男性用	S	57	58
		M	59	61
		L	62	63
		XL	68	66
	女性用	S	51	55
		M	54	58
		L	59	61
		XL	64	63

商品名		サイズ	腰幅 (cm)	全長 (cm)
VK (キルト)	男性用	S	47	53
		M	49	55
		L	52	58
		XL	57	61
	女性用	S	36	50
		M	41	52
		L	44	55
		XL	57	59

商品名		サイズ	腰幅 (cm)	全長 (cm)
PVK (キルト)	男性用	S	47	53
		M	49	55
		L	52	58
		XL	57	61
	女性用	S	36	50
		M	41	52
		L	44	55
		XL	57	59


F111 / EURO
F17 / A10



VK / PVK
(ベスト)



VK / PVK
(キルト)



鉛当量は、0.25 / 0.35 / 0.5 からお選びいただけます。

【リード(鉛)】 鉛含有ビニール素材。

【バーライト(硬鉛)】 アンチモン鉛。

【エンピロライト(無鉛)】 多元素複合ビニール素材。

※ 生地・サイズやカスタムにより重量に変動がございます。

注) ・特注製品の価格についてはお問い合わせください。

・カラー生地、デザインは予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

F111

サポートベルトエプロン



コートタイプ

〈ワイドストレッチベルト使用〉

リード(鉛) / パーライト(硬鉛) / エンピロライト(無鉛)

肩パット、ワイドストレッチベルトを装備していることにより、肩への違和感と重量負担を低減します。前合わせコートタイプでマジックテープとバックルを採用したことにより、安全を重視したデザインです。

エプロンが重なり合う前面は鉛当量が倍になり、より安全になります。



	サイズ	商品コード		
		リード(鉛)	パーライト(硬鉛)	エンピロライト(無鉛)
男性用	S	F111-A	BLF111-A	NLF111-A
	M	F111-B	BLF111-B	NLF111-B
	L	F111-C	BLF111-C	NLF111-C
	XL	F111-CL	BLF111-CL	NLF111-CL
女性用	S	F111-D	BLF111-D	NLF111-D
	M	F111-E	BLF111-E	NLF111-E
	L	F111-F	BLF111-F	NLF111-F
	XL	F111-FL	BLF111-FL	NLF111-FL

EURO

サポートベルトエプロン



コートタイプ

〈ギャザーベルト使用〉

リード(鉛) / パーライト(硬鉛) / エンピロライト(無鉛)

背面に開口部とキャザーベルトを備えたワンピースのラップアラウンドエプロンです。肩から腰までの重量を分散させ、エプロンの重量を軽くします。



	サイズ	商品コード		
		リード(鉛)	パーライト(硬鉛)	エンピロライト(無鉛)
男性用	S	EURO-A	BLEURO-A	NLEURO-A
	M	EURO-B	BLEURO-B	NLEURO-B
	L	EURO-C	BLEURO-C	NLEURO-C
	XL	EURO-CL	BLEURO-CL	NLEURO-CL
女性用	S	EURO-D	BLEURO-D	NLEURO-D
	M	EURO-E	BLEURO-E	NLEURO-E
	L	EURO-F	BLEURO-F	NLEURO-F
	XL	EURO-FL	BLEURO-FL	NLEURO-FL

VK

ツーピースエプロン

ツーピースタイプ

〈ベスト&キルト〉

リード(鉛) / パーライト(硬鉛) / エンピロライト(無鉛)

ベストとキルトと分離させることにより、腰と肩に重さを分散させます。前面、背面の鉛当量を変えることも可能です。

エプロンが重なり合う前面は鉛当量が倍になり、より安全になります。



	サイズ	商品コード		
		リード(鉛)	パーライト(硬鉛)	エンピロライト(無鉛)
男性用	S	VK-A	BLVK-A	NLVK-A
	M	VK-B	BLVK-B	NLVK-B
	L	VK-C	BLVK-C	NLVK-C
	XL	VK-CL	BLVK-CL	NLVK-CL
女性用	S	VK-D	BLVK-D	NLVK-D
	M	VK-E	BLVK-E	NLVK-E
	L	VK-F	BLVK-F	NLVK-F
	XL	VK-FL	BLVK-FL	NLVK-FL

PVK

ツーピースエプロン

ツーピースタイプ

〈ベスト&キルト / ギャザーベルト使用〉

リード(鉛) / パーライト(硬鉛) / エンピロライト(無鉛)

ギャザーベルトで腰を固定し、肩への負担を軽くしたツーピースエプロンです。



	サイズ	商品コード		
		リード(鉛)	パーライト(硬鉛)	エンピロライト(無鉛)
男性用	S	PVK-A	BLPVK-A	NLPVK-A
	M	PVK-B	BLPVK-B	NLPVK-B
	L	PVK-C	BLPVK-C	NLPVK-C
	XL	PVK-CL	BLPVK-CL	NLPVK-CL
女性用	S	PVK-D	BLPVK-D	NLPVK-D
	M	PVK-E	BLPVK-E	NLPVK-E
	L	PVK-F	BLPVK-F	NLPVK-F
	XL	PVK-FL	BLPVK-FL	NLPVK-FL

F17

フロントスタイルエプロン

エプロンタイプ

〈ギャザーベルト使用〉

リード(鉛) / パーライト(硬鉛) / エンビロライト(無鉛)

大型のマジックテープを使用し、腰部にギャザーベルトを使用することにより、しっかりと着用でき、肩への重量負担を低減します。

	サイズ	商品コード		
		リード(鉛)	パーライト(硬鉛)	エンビロライト(無鉛)
男性用	S	F17-A	BLF17-A	NLF17-A
	M	F17-B	BLF17-B	NLF17-B
	L	F17-C	BLF17-C	NLF17-C
	XL	F17-CL	BLF17-CL	NLF17-CL
女性用	S	F17-D	BLF17-D	NLF17-D
	M	F17-E	BLF17-E	NLF17-E
	L	F17-F	BLF17-F	NLF17-F
	XL	F17-FL	BLF17-FL	NLF17-FL



ACCENT
アクセント対応

Outlast
アウトラスト対応

A10

フロントスタイルエプロン

エプロンタイプ

〈フロントバックル使用〉

リード(鉛) / パーライト(硬鉛) / エンビロライト(無鉛)

エプロン後面はギャザーベルトを、エプロン前面はバックルにて装着するためしっかりと着用でき、肩への重量負担を低減できます。

	サイズ	商品コード		
		リード(鉛)	パーライト(硬鉛)	エンビロライト(無鉛)
男性用	S	A10-A	BLA10-A	NLA10-A
	M	A10-B	BLA10-B	NLA10-B
	L	A10-C	BLA10-C	NLA10-C
	XL	A10-CL	BLA10-CL	NLA10-CL
女性用	S	A10-D	BLA10-D	NLA10-D
	M	A10-E	BLA10-E	NLA10-E
	L	A10-F	BLA10-F	NLA10-F
	XL	A10-FL	BLA10-FL	NLA10-FL



ACCENT
アクセント対応

Outlast
アウトラスト対応

ACCENT

ハイグレードの生地「Dartex®」からお好きな組み合わせでプロテクターにアクセントを入れる事が出来ます。

アクセント



Dartex® :

汚れに強く、拭き取り洗浄可能

【プライマリーカラーとアクセントカラーをお選び頂きます。】



プライマリーカラー



アクセントカラー

※ 別紙の色見本よりお選びください。



MODEL EURO



FRONT

BACK

MODEL PVK



FRONT

BACK

MODEL F17



FRONT

BACK

MODEL A10



FRONT

BACK

THYROID SHIELD



BACK

FRONT

オリジナル 木製ハンガー

エプロン用

	商品コード
木製ハンガー	101090



アクセサリー

キャップ

エンビロライト(無鉛)のみ

頭部への散乱線を防護します。

- 後頭部の仕様を選択できます。


タイプ	商品コード
紐タイプ	CAP 1
マジックテープタイプ	CAP 2



Outlet
アウトラスト対応



紐タイプ



マジックテープタイプ

ネックガード

リード(鉛)/パーライト(硬鉛)/エンビロライト(無鉛)

肌ざわりが良く、甲状腺を被爆から防護します。

- 鉛当量 0.5/0.35/0.25 を選択できます。

サイズ	商品コード		
	リード(鉛)	パーライト(硬鉛)	エンビロライト(無鉛)
スタンダード	TSS	BLTSS	NLTSS
オーバーサイズド	TSO	BLTSO	NLTSO



スタンダード



オーバーサイズド



ACCENT
アクセント対応

Outlet
アウトラスト対応

スリーブ

エンビロライト(無鉛)のみ

脇からの散乱線を防護します。

- 縫い込み式か脱着式を選択できます。
- 取り付け位置は左右どちらかになります。
- 鉛当量 0.5/0.35/0.25 を選択できます。

サイズ	商品コード
	エンビロライト(無鉛)
9 インチスリーブ	NLSL-9
11 インチスリーブ	NLSL-11
15 インチスリーブ	NLSL-15



Outlet
アウトラスト対応

※ プロテクターとセットでのご注文となります。



レッグウォーム

リード(鉛) / エンピロライト(無鉛)

足への散乱線を防護します。



サイズ	商品コード	
	リード(鉛)	エンピロライト(無鉛)
右足用	LW-R	NLLW-R
左足用	LW-L	NLLW-L

ワイドストレッチベルト

クリップアタッチメント付

腰椎を保護する特殊デザインによりエプロンがずれ落ちないようにします。

サイズ	商品コード
XS	WSB-CXS
S	WSB-CS
M	WSB-CM
L	WSB-CL
XL	WSB-CXL



ランバーサポートベルト

バックパネル付き

腰椎を保護するサポートベルトです。

- バックパネルは取り外し可能です。

サイズ	商品コード
S	S07001-05-S
M	S07001-05-M
L	S07001-05-L
XL	S07001-05-XL
2XL	S07001-05-2XL



【装着方法】

1. ベルトをウエストにあてがいます。
2. 望みのサイズになるようマジックテープで調節します。
3. 両側の紐を均等に引きます



エプロン オーダーシート

発注年月日	年	月	日
病院名	科名	ご担当者名	
発注社名	ご担当者名		

エプロン

商品コード	数量	着
鉛当量	前 面 / 0.25 0.35 0.5	
	背 面 / 0.25 0.35 0.5	(F111・EURO・VK・PVK) 背面の 0.35・0.5 は追加料金がかかります
カラー番号	表 地 () 裏 地 ()	フチ ()
ワイドストレッチベルト サイズ (F111 シリーズのみ)		WSB- ()

※ フチカラーのご指定が無い場合は黒になります。

ACCENT アクセント

プライマリーカラー	アクセントカラー	裏 地
-----------	----------	-----


Outlast アウトラスト

アウトラスト	要 ・ 不 要
--------	---------

刺 繍

ポケット	要 (左胸) ・ 不 要		
文字刺繍	要 () ・ 不 要		
刺繍位置	A or B	絵柄刺繍	要 () ・ 不 要
書 体	ブロック体 ・ 筆記体	文字色	() 別紙文字刺繍カラーサンプルから選択してください

刺繍位置



※ 他の場所への刺繍をご希望の場合はお問い合わせください。

ご注文は FAX : 03-3811-9000 までお願いします

アクセサリー オーダーシート

発注年月日	年	月	日
病院名	科名		ご担当者名
発注社名	ご担当者名		

キャップ

商品コード			数量	個
鉛当量	0.35	0.5	頭頂部	メッシュ ・ 生地(防護材有)
カラー番号	表地 () 裏地 ()		フチ ()	

※ フチカラーのご指定が無い場合は黒になります。

ネックガード・スリーブ・レッグワーム・ワイドストレッチベルト・ランバーサポートベルト

商品コード			数量	個
鉛当量	0.25	0.35	0.5	
カラー番号	表地 () 裏地 ()		フチ ()	
オプション	スリーブ用 スナップボタン (エプロン本体への取付)		両肩 ・ 片肩	

※ フチカラーのご指定が無い場合は黒になります。

ACCENT アクセント

プライマリーカラー		アクセントカラー		裏地	
-----------	--	----------	--	----	--

Outlast アウトラスト

アウトラスト	要 ・ 不要
--------	--------


刺繍

文字刺繍	要 () ・ 不要		
書体	ブロック体 ・ 筆記体	文字色	() 別紙文字刺繍カラーサンプルから選択してください


※刺繍位置は無料で刺繍可能の場所のみになっております。

刺繍位置


キャップ
【10文字】





スリーブ
【3文字】



レッグワーム
【3文字】



ネックガード 【10文字】



※ 他の場所への刺繍をご希望の場合はお問い合わせください。

ご注文は FAX : 03-3811-9000 までお願いします

● カラー生地、デザインは予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

RADIATION PROTECTIVE EYEWEAR

X線防護メガネ 視野を確保しながら、目をしっかりと守ります。



パーリントン・メディカル社のX線防護メガネの取り扱いもごさいます。詳しくはお問い合わせください。



デモ器 お貸出しについてのご案内

- 貸し出しは着払いにて承ります。
- 貸し出し期間は2週間です。
- 形状・サイズの確認用ですので臨床用としてご使用にならないでください。

製造販売業者



ユフ精器株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目31番20号

TEL : 03-3811-1131

FAX : 03-3811-9000

医療機器製造販売届出番号13B1X00249BM0001
医療機器製造販売届出番号13B1X00249BM0002

※カタログの色と実物は異なる場合がありますのでご了承ください。
※記載の製品は、予告なく仕様を変更する場合があります。