

ANOSCOPE

肛門鏡・直腸鏡 一覽表



INDEX

R-TV3000S ユフTVモニターシステムⅡ

TVモニター各種肛門鏡 04

- ①KF-202L プラスチック肛門鏡本体(L)
 ②KF-202M プラスチック肛門鏡本体(M)
 ③KK-101 改良筒型肛門鏡本体(L)
 ④KK-102 改良筒型肛門鏡本体(M)
 ⑤KK-103 改良筒型肛門鏡本体(S)
 ⑥KK-111 改良ヒルシュマン型肛門鏡(L)
 ⑦KK-112 改良ヒルシュマン型肛門鏡(M)
 ⑧KMK-101 錐田式直腸鏡
 ⑨AW-001-ⅡH 六角灯ダブルスリット肛門鏡(大)
 ⑩AW-002-ⅡH 六角灯ダブルスリット肛門鏡(小)
 ⑪KT-101 T式肛門鏡(ホルダー用)
 接続例

肛門鏡関連

六角灯肛門鏡ホルダー 05

- KF-162-H LED肛門鏡ホルダー
 KF-162 肛門鏡ホルダー(キセノンランプ)
 KF-160 キセノンランプ(3.0V/0.85A)
 KF-162-L 肛門鏡ホルダー(LED電球)
 KF-170 LED電球(3.0V/0.19A)

N式肛門鏡 処置用、注射療法用

- NH-001-H ホルダー用
 NH-001 柄付

ダブルスリット肛門鏡 処置用、注射療法用

- AW-001-Ⅰ (大)
 AW-002-Ⅰ (小)
 AW-001-ⅡH 六角灯ダブルスリット
 肛門鏡Ⅱ(大)-シルバー
 AW-002-ⅡH 六角灯ダブルスリット
 肛門鏡Ⅱ(小)-シルバー
 AW-01-ⅡGH 六角灯ダブルスリット
 肛門鏡Ⅱ(大)-ゴールド
 AW-02-ⅡGH 六角灯ダブルスリット
 肛門鏡Ⅱ(小)-ゴールド

プラスチック肛門鏡Mセット 受注コード K-202M-H 06

プラスチック肛門鏡Lセット 受注コード K-202L-H

筒型 肛門鏡Aセット 受注コード K-201A-H 07

筒型 肛門鏡Cセット 受注コード K-201C-H

ヒルシュマン型 肛門鏡Aセット 受注コード K-199A-H 08

ヒルシュマン型 肛門鏡Cセット 受注コード K-199C-H

筒型肛門鏡精検用セット 受注コード K-200-H 09

治療用電灯付肛門鏡セット 受注コード K-400-H

[ユフTVモニターシステム兼用モデル]

改良筒型 肛門鏡セット 受注コードKK-100C-H 10

改良ヒルシュマン型 肛門鏡 KK-111 L KK-112 M

筒型 検査用肛門鏡 11

- K20560 (60mm型) K20590 (大) K-206 (中) K-207 (小)

精検用筒型 肛門鏡

- K-236 K-237

ヒルシュマン型 検査用肛門鏡 12

- K20560H (60mm型) K20590H (大) K-206H (中)
 K-207H (小)

ヒルシュマン型 (窓付)検査用肛門鏡

- K-233A (窓付・大) K-234B (窓付・中) K-235C (窓付・小)
 K-233 (大) K-234 (中) K-235 (小)

ケリー型 肛門鏡

- HM-50 (特大) HM-52 (大) HM-54 (中) HM-56 (小)
 HM-58 (極小)

辻式 肛門鏡

- HM-70A (Ⅰ型大) HM-70C (小) HM-75A (Ⅱ型大)
 HM-75C (小)

三輪式 肛門鏡

- HM-65A (大) HM-65C (小) 14

三輪改良 肛門鏡 処置・治療用

- HM-66W (特大) HM-66A (大) HM-66C (小) HM-66Q (極小)

T式 肛門鏡

- KT-101 ホルダー用 KT-201 柄付 15

アノヘルパー

- K-HM-11 M K-HM-12 S

前田式 手術用直腸鏡

- K-119A 大 K-119B 中 K-119C 小

辻仲式 肛門鏡

- K-TY-01 手術用 K-TY-02 外來用 K-TY-03 外來用(小)

荒川式 肛門鏡

- HL-510B HL-510C HL-510A

ストッパー付肛門鏡

- HL-850

手術用開肛器関連

有柄手術用肛門鏡 16

- K-215A 大 K-215B 中 K-215C 小 K-215D 極小

有柄肛門鏡

- HL-511A 大 HL-511B 中 HL-511C 小 HL-511D 極小

漢付肛門鏡

- HL-398 簡便型用

増田式 有柄鉗

- K-MY-01 簡便専用

痔核圧排鉗

- HL-511E 佐原式

INDEX

開肛式 Ⅰ型肛門開創器 17

- HL-501

開肛式 Ⅱ型肛門開創器

- HL-502

開肛式 Ⅲ型肛門開創器

- HL-5025

開肛改良 開肛器鋸鋸式

- HL-350 HL-352

佐原式 肛門開創器

- HL-410

肛門開創器

- R-101 18

宇井式 肛門開創器

- HL-506

順次式回転型 開肛器

- HL-330

セントマークス型 直腸鉗 骨盤鉗 19

- KA-131-18 KA-132-18 KA-133-18

アイゼンハンマー氏 肛門鏡

- HL-640

パークス開肛器

- R-107 20

パークス型 肛門開創器

- HL-504

北條式 会陰開創器 直腸切断術用(マイルズ手術) 21

- HL-590 大 HL-590C 小

守谷式 肛門粘膜下剥離剪刀

- HL-50818 18cm HL-50815 15cm

直腸腫瘍切除用E式 開肛器 22

- K-001E ブレード7cm K-002E ブレード4cm
 K-003E ブレード3cm

直腸吻合器挿入用K式 開肛器

- K-001K ブレード5cm

直腸腫瘍切除用F式 開肛器

- K-001F ブレード2弁3cm 1弁6cm

痔核結紮器関連

改良型 湾曲痔核結紮器 23

- KM-1N セット(軸型) KMK-1N セット(短型)
 KK-500N セット(特大型)

痔核結紮器 24

- (小杉式痔核結紮器)HL-530 HL-540 HL-537 HL-551
 (ヘリオ痔核結紮器)HL-550 HL-560 HL-554 HL-551

ヘモパッチン[吸引式痔核結紮器] 25

- SMC-10 ヘモパッチンセット10mm用
 SMC-11 ヘモパッチンセット11mm用
 SMC-21 ヘモパッチンセット10mm/11mm用

A式Oリング

- KK-A01 A式Oリング(小) KK-A02 A式Oリング(大)
 HL-551 ラバーリング

直腸脱手術用

Leeds-Keio補強用メッシュ 直腸脱手術 Thiersch法用 26

- LK-ST-130 Leeds-Keio補強メッシュ

デシャン

- K-U-11R デシャン(右)内径50mm
 K-U-12L デシャン(左)内径50mm

痔瘻関連

クリプトフック 27

- KK-201 銀製 KK-202 銀製 KK-203 銀製
 KK-204 銀製
 KK-301 ステンレス製 KK-302 ステンレス製
 KK-303 ステンレス製 KK-304 ステンレス製

クリプトフック・鉗 鉗

- HL-520A HL-520B HL-393 HL-390 HL-395

クリプトフック

- HL-521A HL-521B HL-521C HL-521D HL-521E

先穴ソング

- HL-645

痔瘻関連・その他

ユフ痔瘻用消息子 28

- KK-A50 軟(1袋10本入り) KK-A51 硬(1袋10本入り)
 KK-401 軟 KK-411 硬 KK-402 (穴なし)軟

ブージー

- KA-193 (1号~12号セット) HL-396 (5号~11号セット)

結紮糸誘導針

- HL-512

フィスタルデレクター 有溝ソング


- HL-630

直腸内洗浄器

Ⅰ式 直腸内洗浄器 29

- K-003 ⅠⅠ式直腸内洗浄器セット

- 光源装置には高輝度LEDを採用し明るく長寿命
- USB装置にて容易にパソコンへの静止画・動画の取り込みが可能
(DICOMコンバーター、HDD/SDレコーダー、ビデオプリンター等の各種記録媒体への接続も対応)
- カメラハンドルやケーブル部は小型・軽量化され快適な操作性を実現



ユフTVモニターシステムⅡ

下記肛門鏡を装着する事が出来ます。

- ①KF-201L**
プラスチック肛門鏡本体(L)
10本入り
先端外径20mm
筒の全長105mm

②KF-202M
プラスチック肛門鏡本体(M)
10本入り
先端外径17mm
筒の全長93mm

③KK-101
改良筒型肛門鏡本体(L)
先端外径20.8mm
筒の全長105.5mm

④KK-102
改良筒型肛門鏡本体(M)
先端外径18.5mm
筒の全長87mm

⑤KK-103
改良筒型肛門鏡本体(S)
先端外径13.5mm
筒の全長82.5mm

⑥KK-111
改良ヒルシュマン型肛門鏡(L)
先端外径23.5mm
筒の全長103mm

⑦KK-112
改良ヒルシュマン型肛門鏡(M)
先端外径22.0mm
筒の全長86mm

⑧KMK-101
鎌田式直腸鏡
先端外径18.5mm
筒の全長140mm

⑨AW-001-ⅡH
六角灯ダブルスリット肛門鏡Ⅱ(大)
先端外径22.5mm
筒の全長75.5mm

⑩AW-002-ⅡH
六角灯ダブルスリット肛門鏡Ⅱ(小)
先端外径20.5mm
筒の全長75.5mm

⑪KT-101
T式肛門鏡(ホルダー用)
先端外径21.5mm
筒の全長81.5mm

PCヘダイレクト接続が可能で付属ソフトにより静止画及び動画の記録が出来ます。

A-TV3000S

HDD/SDカード (別売) ファススイッチ (別売)

ビデオプレイヤー (別売) ファススイッチ (別売)

PC モニター (別売)

キーボード (別売)

TVモニター (別売)

専用器具に収納されます。(別売)

六角灯肛門鏡ホルダー



KF-162-H
LED肛門鏡ホルダー

- ハイパワーLED採用にて電球交換不要
- 流水にて用手指洗浄可能
- 単4電池3本使用となり従来品より軽量コンパクト
- ユフ調節部は従来品もすべて使用可能です



KF-162 **KF-160**
(交換電球)
肛門鏡ホルダー キセノンランプ
(キセノンランプ) (3.0V/0.85A)

KF-162-L **KF-170**
肛門鏡ホルダー LED電球
(LED電球) (3.0V/0.19A)

N 式肛門鏡 処置用・注射療法用

NH-001-H

ホルダー用



NH-001

鏡付



ダブルスリット肛門鏡 処置用・注射療法用

AW-001-II

(大)



AW-002-II

(小)



(ゴールド)
AW-01-II G
AW-02-II G

ゴールド色もございます

AW-001-II H

六角灯ダブルスリット
肛門鏡Ⅱ (大)-シルバー

先端外径22.5mm
筒の全長75.0mm

AW-002-II H

六角灯ダブルスリット
肛門鏡Ⅱ (小)-シルバー

先端外径20.5mm
筒の全長75.0mm

AW-01-II GH

六角灯ダブルスリット
肛門鏡Ⅱ (大)-ゴールド

先端外径22.5mm
筒の全長75.0mm

AW-02-II GH

六角灯ダブルスリット
肛門鏡Ⅱ (小)-ゴールド

先端外径20.5mm
筒の全長75.0mm



プラスチック肛門鏡 M セット 受注コード K-202M-H

(LED 肛門鏡ホルダーセット)



セット内容

- ① プラスチック肛門鏡 (17mm×93mm) ×3本
- ② KF-162-H LED肛門鏡ホルダー
- ③ A-7 ケース
- ④ KF-202M [交換用]
プラスチック肛門鏡 (17mm×93mm) 10本

※ケースは予告なくデザイン変更となる場合があります。

KF-202M

[交換用]
プラスチック肛門鏡
(17mm×93mm) 10本



P ⑤ のKF-162, KF-162-Lを組み合わせたK-202M/K-202M-Lセットもございます。

プラスチック肛門鏡 L セット 受注コード K-202L-H

(LED 肛門鏡ホルダーセット)



セット内容

- ① プラスチック肛門鏡 (20mm×105mm) ×3本
- ② KF-162-H LED肛門鏡ホルダー
- ③ A-7 ケース
- ④ KF-202L [交換用]
プラスチック肛門鏡 (20mm×105mm) 10本

※ケースは予告なくデザイン変更となる場合があります。

KF-202L

[交換用]
プラスチック肛門鏡
(20mm×105mm) 10本



P ⑤ のKF-162, KF-162-Lを組み合わせたK-202L/K-202L-Lセットもございます。

筒型 肛門鏡 A セット 受注コード K-201A-H

(LED 肛門鏡ホルダーセット)



セット内容

- ① KF-193 筒型肛門鏡本体 (20mm×107mm)
- ② KF-162-H LED肛門鏡ホルダー
- ③ A-2 ケース

※ケースは予告なくデザイン変更となる事があります。



KF-193

筒の全長 107mm

先端外径



P⑤のKF-162,KF-162-L(黒ホルダー付)を組み合わせたK-201A/K-201A-Lセットもございます。

筒型 肛門鏡 C セット 受注コード K-201C-H

(LED 肛門鏡ホルダーセット)



セット内容

- ① KF-193 筒型肛門鏡本体 (20mm×107mm)
- ② KF-192 筒型肛門鏡本体 (17mm×93mm)
- ③ KF-191 筒型肛門鏡本体 (12mm×84mm)
- ④ KF-162-H LED肛門鏡ホルダー
- ⑤ A-3 ケース


※ケースは予告なくデザイン変更となる事があります。



KF-193

筒の全長 107mm

先端外径



KF-192

筒の全長93mm

先端外径



KF-191

筒の全長84mm

先端外径



P⑤のKF-162,KF-162-L(黒ホルダー付)を組み合わせたK-201C/K-201C-Lセットもございます。

ヒルシュマン型 肛門鏡 A セット 受注コード K-199A-H

(LED 肛門鏡ホルダーセット)



セット内容

- ① KF-179 ヒルシュマン型肛門鏡本体 (20mm×107mm)
- ② KF-162-H LED肛門鏡ホルダー
- ③ A-2 ケース

※ケースは予告なくデザイン変更となる事があります。



KF-179

筒の全長 107mm

先端外径



P⑤のKF-162,KF-162-L(黒ホルダー付)を組み合わせたK-199A/K-199A-Lセットもございます。

ヒルシュマン型 肛門鏡 C セット 受注コード K-199C-H

(LED 肛門鏡ホルダーセット)



セット内容

- ① KF-179 ヒルシュマン型肛門鏡本体 (20mm×107mm)
- ② KF-178 ヒルシュマン型肛門鏡本体 (17mm×93mm)
- ③ KF-177 ヒルシュマン型肛門鏡本体 (12mm×84mm)
- ④ KF-162-H LED肛門鏡ホルダー
- ⑤ A-3 ケース

※ケースは予告なくデザイン変更となる事があります。



KF-179

筒の全長 107mm

先端外径



KF-178

筒の全長93mm

先端外径



KF-177

筒の全長84mm

先端外径



P⑤のKF-162,KF-162-L(黒ホルダー付)を組み合わせたK-199C/K-199C-Lセットもございます。

簡型 肛門鏡 精検用セット 受注コード K-200-H

(LED 肛門鏡ホルダーセット)



セット内容

- ①KF-195 簡型肛門鏡本体
(20mm×171mm)
- ②KF-194 簡型肛門鏡本体
(20mm×140mm)
- ③KF-162-H LED肛門鏡ホルダー
- ④A-6 ケース

※ケースは予告なくデザイン変更となる事があります。



KF-194

筒の全長 140mm

先端外径

20mm

実寸大

KF-195

筒の全長 171mm

先端外径

20mm

実寸大

P⑤のKF-162,KF-162-Lを組み合わせたK-200/K-200-Lセットもございます。

治療用電灯付肛門鏡セット 受注コード K-400-H

(LED 肛門鏡ホルダーセット)



セット内容

- ①KF-400 電付肛門鏡本体
(20mm×107mm)
- ②KF-162-H LED肛門鏡ホルダー
- ③K-220 肛門消息子銀製
- ④K-218 Cryptitis切開刀
- ⑤A-9 ケース

※ケースは予告なくデザイン変更となる事があります。

KF-400

筒の全長 107mm

先端外径

20mm

実寸大

K-218

K-220

P⑤のKF-162,KF-162-Lを組み合わせたK-400/K-400-Lセットもございます。

ユフ TV モニターシステム兼用モデル

改良簡型 肛門鏡セット 受注コード KK-100C-H

(LED 肛門鏡ホルダーセット)



セット内容

- ①KK-101 改良簡型肛門鏡本体
(20.8mm×105.5mm)
- ②KK-102 改良簡型肛門鏡本体
(18.5mm×87mm)
- ③KK-103 改良簡型肛門鏡本体
(13.5mm×82.5mm)
- ④KF-162-H LED肛門鏡ホルダー
- ⑤A-12 ケース

※ケースは予告なくデザイン変更となる事があります。

KK-102

筒の全長 87mm

先端外径

18.5mm

実寸大

KK-103

筒の全長 82.5mm

先端外径

13.5mm

実寸大

KK-101

筒の全長 105.5mm

先端外径

20.8mm

実寸大

P⑤のKF-162,KF-162-Lを組み合わせたKK-100C/KK-100C-Lセットもございます。

改良ヒルシュマン型 肛門鏡



KK-111

L

筒の全長 103mm

先端外径

23.5mm

実寸大



KK-112

M

筒の全長 86mm

先端外径

22mm

実寸大

筒型 検査用肛門鏡

K20560

(60mm型)

筒の全長 85mm

先端外径



K20590

(大)

筒の全長 107mm

先端外径



K-206

(中)

筒の全長 93mm

先端外径



K-207

(小)

筒の全長 84mm

先端外径



精検用筒型 肛門鏡

K-236

筒の全長 150mm


先端外径



K-237

筒の全長 120mm

先端外径



ヒルシュマン型 検査用肛門鏡

K20560H

(60mm型)

筒の全長 85.5mm

先端外径



K20590H

(大)

筒の全長 107mm

先端外径



K-206H

(中)

筒の全長 93mm

先端外径



K-207H

(小)

筒の全長 83mm

先端外径



ヒルシュマン型 (窓付) 検査用肛門鏡

K-233A

(窓付・大)

先端部 全長
22mm×78mm



K-234B

(窓付・中)

先端部 全長
18mm×68mm

K-235C

(窓付・小)

先端部 全長
14mm×58mm



K-233

(大)

先端部 全長
22mm×78mm



K-234

(中)

先端部 全長
18mm×68mm

K-235

(小)

先端部 全長
14mm×58mm



ケリー型 肛門鏡

HM-50

(特大)
筒の全長 140mm
先端内径
18mm
実寸大



HM-52

(大)
筒の全長 105mm
先端内径
18mm
実寸大



HM-54

(中)
筒の全長 90mm
先端内径
15mm
実寸大



HM-56

(小)
筒の全長 85mm
先端内径
12mm
実寸大



HM-58

(極小)
筒の全長 80mm
先端内径
10mm
実寸大



辻式 肛門鏡

HM-70A (I型大)

筒の全長 95mm × 先端径 20mm

HM-70C (小)

筒の全長 90mm × 先端径 18mm



HM-75A (II型大)

筒の全長 95mm × 先端径 20mm

HM-75C (小)

筒の全長 90mm × 先端径 18mm

中筒(マンドリン)のいらぬ肛門鏡先端内側斜めカットで抜き易く成っております。



三輪式 肛門鏡

三輪徳定先生(五反田開業)御指導
第11回大腸肛門病学会会長

HM-65A (大)

筒の全長 85mm × 先端径 18mm

HM-65C (小)

筒の全長 75mm × 先端径 16.7mm



三輪改良 肛門鏡

処置・治療用

HM-66W

(特大)
筒の全長 90mm
先端内径
20.6mm
実寸大



HM-66A

(大)
筒の全長 85mm
先端内径
18mm
実寸大



HM-66C

(小)
筒の全長 75mm
先端内径
16.7mm
実寸大



HM-66Q

(極小)
筒の全長 73mm
先端内径
14.6mm
実寸大



T 式 肛門鏡

KT-101

ホルダー用
筒の全長 81.5mm



KT-201

柄付
筒の全長 81.5mm



アノヘルパー

K-HM-11

M
全長 80mm
幅 44mm


K-HM-12

S
全長 65mm
幅 44mm

前田式 手術用直腸鏡


K-119A

筒の全長 75mm



K-119B

筒の全長 74mm



K-119C

筒の全長 73mm



辻仲式 肛門鏡

K-TY-01

手術用

遠位スリット幅 15mm
筒の全長 90mm

K-TY-02

外来用

遠位スリット幅 13mm
筒の全長 80mm

K-TY-03

外来用(小)

遠位スリット幅 11mm
筒の全長 70mm

ストランゲ型


荒川式 肛門鏡

荒川二郎先生御指導
(東京・市ヶ谷開業)
第14回大腸肛門病学会会長

HL-510B

HL-510C

HL-510A



ストッパー付肛門鏡

HL-850

肛門鏡のサイズは荒川式の大です。

開きを簡単に固定出来、支える指が地置き
の妨げになりません。処置時に便利に
御使用できます

有柄手術用肛門鏡

K-215A

大

挿入部の幅 挿入部の長さ
18mm×90mm
(2本1組)

K-215B

中

16mm×70mm
(2本1組)

K-215C

小

12mm×60mm
(2本1組)

K-215D

極小

8mm×45mm
(2本1組)

棧付肛門鏡

HL-398

摘便兼用

15mm×90mm
先端径上 3mm

増田式 有柄鉤 摘便専用

通常有柄鉤
摘便専用として
角度を逃しています。

K-MY-01 (1本)

挿入部の幅 挿入部の長さ
16mm×70mm

有柄肛門鏡

HL-511A

大

17mm×90mm
(2本1組)

HL-511B

中

15mm×62mm
(2本1組)

HL-511C

小

12mm×58mm
(2本1組)

HL-511D

極小

8mm×45mm
(2本1組)

痔核圧排鉤

HL-511E

佐原式

17mm×90mm

溝が通常の有柄鉤とは上下
逆さ向きになっており痔核
圧排・固定が容易で注射薬
法にも有効です。

隔越式Ⅰ型 肛門開創器

HL-501



岡崎幸男先生ご指導
この開創器はジャック・ナイフ
型体位における手術に最適
です。両端は刃状で簡単に
す。視野が広く、手術がらくに
行えます。

全 長 180mm
ブレードサイズ 幅 15mm
深さ 50mm

隔越式Ⅱ型 肛門開創器

HL-502



岡崎幸男先生ご指導
Ⅰ型のフラット状の扉弁からブ
レード先端部をみをもたせ肛門
管内より抜けやすくしました。


全 長 180mm
ブレードサイズ 幅 15mm
深さ 50mm

隔越式Ⅲ型 肛門開創器

HL-502S



本器Ⅲ型は従来よりあるⅡ型ブレードの頭部をみをも
小型に致しました。ブレード上部の角部(A)をカットし
糸の掛を改善致しました



隔越改良 開肛器 錦織式

HL-350・HL-352

腕部関節付、弁の形状は
隔越Ⅱ型と異なります。



錦織方人先生ご指導
[HL-350 標準型]
サイズ ブレード幅 15mm
深さ 55mm
コブラ型

[HL-352 深型] 10mm長くります。
サイズ ブレード幅 15mm
深さ 65mm
コブラ型

佐原式 肛門開創器

HL-410

東京山手メディカルセンター
佐原力三郎先生ご指導

ブレード部は線状で全体を視
野に入れる事が出来ます。



ブレードサイズ 幅 15mm
深さ 55mm

肛門開創器

R-101

カーブ形状がジャックナイフ体位時の臀部に
フィットするので奥までしっかりと挿入可能で開
肛器を手で押さえる必要がありません。



全 長 202mm
ブレードサイズ 幅 15mm
深さ 50mm

宇井式 肛門開創器

HL-506

宇井豊先生ご指導

本器はパークス型開創器の本体
を使用し宇井先生御考案のパー
クス改良弁をつけ従来のパー
クスブレードに於いては時に術野
が奥に引き込まれましたが、この
宇井式ではこのような事が改良
されております。



全 長 140mm
ブレードサイズ 幅 20mm
深さ 55mm
コブラ型

稲次式 回転型開肛器

HL-330

徳生会土庫病院
稲次直樹先生ご指導

弁部が360度回転する独特のアイデアを持った開創器です。
弁部に開創した圧力で臀部とのバランスを取ります。



ブレードサイズ 幅 15mm
深さ 50mm

セントマークス型 直腸鉤 骨盤鉤



先頭型 L型 ストレート型

KA-131-18 セントマークス型直腸鉤(先頭型)
 KA-132-18 セントマークス型直腸鉤(L型)
 KA-133-18 セントマークス型直腸鉤(ストレート型)

長さ 180mm
 幅 48mm



KA-133-18

KA-132-18

KA-131-18

アイゼンハンマー氏 肛門鏡

HL-640

英国・スワード社製

本品は手術に使用する肛門鏡です。
 術野の開肛幅は固定致しますが、術
 部が大きい為、助手が保持する形と
 なりますが、より良い視野が得られ
 ます。又、術後の検査に最適です。

全長 200mm
 ブレード幅 19mm
 深さ 65mm




パークス開肛器

日本人の体格に合わせて各ブレードを設計。
 センターブレードを装着することで3弁式から
 2弁式としても使用可能な万能タイプ。

R-107

セット内容


- ①大人用ブレード 1対
- ②中人用ブレード 1対
- ③改良型ブレード(大) 1対
- ④改良型ブレード(中) 1対
- ⑤センターブレード 1ヶ
- ⑥本体 1ヶ



パークス型 肛門開創器

HL-504

パークス型開創器はオリジナル
 のパークスのブレードより小さく2弁式となっております。

大
ブレード幅 24mm小
ブレード幅 20mm

北條式 会陰開創器 直腸切断術用 (マイルズ手術)

北條隆一先生ご指導

本器 北條式会陰開創器は直腸癌及び肛門癌の根治手術をより行ない易くするために製作されました。従来はよく鉗鉤等を使用して会陰開創をいたしておりましたが、本開創器を使用することによって金力と視野が一応、坐骨直腸窩の深部、肛門挙上筋の完全切断など低大腸手術には不可欠だと考えられます。

本器の特長

1. 安定した広い視野が得られます。
2. 助手の介助が非常に楽になりました。

サイズ		大	小
全 長	A	200	170
開創幅	B	107	95
開創軸	C	130	100
弁全幅	D	107	83
弁 幅	E	30	20
弁深さ	F	20	20
(単位 mm 約数です)			



守谷式 肛門粘膜下剥離剪刀 (通称ヘモメッセン)

守谷孝光先生ご指導

- ・通常のメッセンバーム剪刀に比べ刃先が直角形状になっており先端部で確実な痔核切除が可能。
- ・狭い肛門管内での剥離が容易に行えるよう刃先の角を丸く、刃先を薄く加工してコンパクト形状を実現。



直腸腫瘍切除用 E 式 開肛器

藤田医科大学病院
国際医療センター長 前田敏太郎 教授 ご考案

2012年4月より保険適用可
になりました！

K739-3
低侵襲経肛門的局所切除術(MITAS)
16,700点
Minimally Invasive Transanal Surgery



K-001E
ブレード7cm

腹股部結節以上の直腸病変に



K-002E
ブレード4cm

腸直腸部結節の病変に



K-003E
ブレード3cm

ISIR時の肛門側操作に
肛門内の局所切除の病変に



オクトパス万能開創器に
取り付けられます。



接続例

直腸吻合器挿入用 K 式 開肛器



K-001K
ブレード5cm

より容易に完全に、短時間で
吻合器挿入が可能

直腸腫瘍切除用 F 式 開肛器



K-001F
ブレード
2弁3cm
1弁6cm

肛門に近い直腸の変形には
鈍角のとれるF式を

マックギブニー型

改良型 弯曲痔核結紮器

KM-1N セット (軸型)

セット内容

- ① KM-2N 改良型ゴムスライド鉗子 (軸型)
- ② KM-3 痔核固定鉗子
- ③ KN-12 改良型ノーズコーン (短・軸型用)
- ④ KK-A01 A式Oリング (小) 100個入り
- ⑤ KM-7 専用ケース



KM-2N

軸型

シャフトの長さ 270mm



KMK-1N セット (短型)

セット内容

- ① KMK-2N 改良型ゴムスライド鉗子 (短型)
- ② KM-3 痔核固定鉗子
- ③ KN-12 改良型ノーズコーン (短・軸型用)
- ④ KK-A01 A式Oリング (小) 100個入り
- ⑤ KM-7 専用ケース



KMK-2N

短型

シャフトの長さ 190mm



KK-500N セット (特大型)

セット内容

- ① KK-501N 改良型ゴムスライド鉗子 (特大型)
- ② KM-3 痔核固定鉗子
- ③ KN-15 改良型ノーズコーン (特大型)
- ④ KK-A02 A式Oリング (大) 100個入り
- ⑤ KM-7 専用ケース

※ ケースは予告なくデザイン変更となる事があります。



KK-501N

特大型

シャフトの長さ 190mm



ノーズコーン

痔核結紮器

小杉式 痔核結紮器

小杉光世先生御指導

SUGI, M c



HL-530

170mm

輪ゴム装着が簡単・堅牢



HL-540

120mm

内径1.4mm

厚さ2.1mm

外径4.7mm

HL-537 HL-551 ラバーリング

SUGI, M c の特徴

- ラバーリングの装着方法がSUGI, M c 独特のラバーリング誘導棒 (コーン) とラバーリングプッシャーにより確実・簡単に装着が出来るようになりました。Wラバーも一度で押し上げることが可能です。
- 内筒の軸の太さは従来の物と変わりませんが、スリーブを被せることにより破損の心配が無くなりました。

- 外筒の軸は内厚パイプを使用し強度を増しました。このような特徴を兼ね備えるSUGI, M c は使用しやすく・堅牢な製品になりました。
- ※ 各部品単位でも販売しております。(収納ケースは除く)

HL-530 痔核結紮器 小杉式 標準型セット


- HL-535 ラバーリングプッシャー (直径40mm) 3個
- HL-537 ラバーリング誘導棒 (コーン) 3個
- HL-551 ラバーリング (100個入り) 1箱
- (米国・フォードディクソン社製)
- 収納ケース 1個

HL-540 痔核結紮器 小杉式 短型セット

- HL-535 ラバーリングプッシャー (直径40mm) 3個
- HL-537 ラバーリング誘導棒 (コーン) 3個
- HL-551 ラバーリング (100個入り) 1箱
- (米国・フォードディクソン社製)
- 収納ケース 1個

ヘリオ 痔核結紮器

(HELIO HEMORRHOIDAL LIGATOR)



HL-550

190mm

HL-560

90mm



内径1.4mm

厚さ2.1mm

外径4.7mm

HL-554 HL-551 ラバーリング

HL-550 痔核結紮器 マックギブニー型 標準型セット

【構成部品内訳】

- HL-552 結紮器本体 (軸長190mm) 1個
- HL-554 ラバーリング誘導棒 (コーン) 3個
- HL-551 ラバーリング (100個入り) 1箱
- HL-553 角状鉗子 1個
- 収納ケース 1個


HL-560 痔核結紮器 マックギブニー型 短型セット

【構成部品内訳】

- HL-562 結紮器本体 (軸長90mm) 1個
- HL-554 ラバーリング誘導棒 (コーン) 3個
- HL-551 ラバーリング (100個入り) 1箱
- 収納ケース 1個

※ 各部品単位でも販売しております。(収納ケースは除く)

ヘモパッチン [吸引式痔核結紮器] マックギブニー型



- ①本体部×1個
- ②10mm用ヘモパッチン用ノーズコーン×1個 (SM-65341)
- ③10mm用プラスチック内筒×10個 (SMU-N10-10)
- ④10mm用外筒×1個 (SMU-G10)
- ⑤11mm用ヘモパッチン用ノーズコーン×1個 (SM-65351)
- ⑥11mm用プラスチック内筒×10個 (SMU-N11-10)
- ⑦11mm用外筒×1個 (SMU-G11)

※ご使用の際は別途A式Oリングが必要になります。

ヘモパッチンセット10mm用

SMC-10

[セット内容]

①+②+③+④

ヘモパッチンセット11mm用

SMC-11

[セット内容]

①+⑤+⑥+⑦

ヘモパッチンセット10mm/11mm用

SMC-21

[セット内容]


①+②+③+④+⑤+⑥+⑦

A式Oリング

KK-A01

A式Oリング(小)


原寸大
5.5×1.5×2.2mm/m
外径×内径×厚さ
入数 100



KK-A02

A式Oリング(大)

原寸大
6.0×1.9×2.0mm/m
外径×内径×厚さ
入数 100



HL-551 ラバーリング

内径1.4mm
厚さ2.1mm
外径4.7mm
入数100




Leeds-Keio 補強用メッシュ 直腸脱手術 Thiersch 法用 (ティールシユ)

LK-5T-130

Leeds-Keio補強用メッシュ
幅10mm 全長50mm(紐を除く)



機能区分名	保険医療材料 請求分類
077人工腸帯	(1) 固定器具なし 初帯 F8-a



参考文献 1) 伸縮性ポリエステルテープを用いたGant-三輪-Thiersch 法 岩田博一 高橋加子 山名智郎 「日本大腸肛門学会雑誌 Vol.58 No.8 (2005)」
2) 硬化療法 ALTA と伸縮性ポリエステルテープを用いた前腸脱手術 安部達也 鈴木芳一 岡本正徳 「日本大腸肛門学会雑誌 Vol.63 No.5 (2010)」

デシャン


Thiersch法に特化した直径5cmのデシャンです。



クリプトフック

KK-201 銀製 KK-202 銀製 KK-203 銀製 KK-204 銀製

KK-301 ステンレス製 KK-302 ステンレス製 KK-303 ステンレス製 KK-304 ステンレス製



全長185mm 先端部厚寸大

クリプトフック



ステンレス製 先端径 1.2mm

全長 A-Type 大 145mm
B-Type 中 152mm
C-Type 小 158mm
D-Type Ⅱ 158mm
E-Type Ⅲ 165mm

B-Typeは従来の荒川式です。

クリプトフック・鋭 匙

HL-520A 両頭クリプトフック 全長 16cm



HL-520B 両頭 玉付 クリプトフック 全長 16cm
玉径 1.7mm



HL-393 ホルクマン 両頭鋭匙 全長 16cm
カップサイズ 5.5 × 6.5mm



HL-390 痔瘻鋭匙 鋸歯式 全長 16cm
カップサイズ 6mm



HL-395 痔瘻鋭匙 全長 19cm
カップサイズ 6.5mm



先穴ゾンデ

HL-645

軟性ステンレス製 先端穴径 0.6mm
(1.0・2.0の糸が通ります)

長さ 太さ
A-Type 長 200mm 太径1.7mm
B-Type 長 200mm 細径1.4mm
C-Type 短 130mm 太径1.7mm
D-Type 短 130mm 細径1.4mm

E-Type 太・細 両頭型
長さ200mm



太 細

ユフ痔瘻用消息子

[痔瘻用ゴム紐] 全長250mm

KK-A50
軟(1袋10本入り)

KK-A51
硬(1袋10本入り)

先端部厚寸大

[ゾンデ(穴あり)] 全長230mm

KK-401
軟

KK-411
硬

先端部厚寸大

KK-402
(穴なし)軟

先端部厚寸大

ブージー

〈ブージー〉直型



〈T字型ブージー〉



〈直型〉

KA-193 (1号~12号セット)

①KA-193-01 1号(10mm) ②KA-193-02 2号(11.5mm) ③KA-193-03 3号(13mm) ④KA-193-04 4号(14.5mm) ⑤KA-193-05 5号(16mm) ⑥KA-193-06 6号(17.5mm) ⑦KA-193-07 7号(19mm) ⑧KA-193-08 8号(20.5mm) ⑨KA-193-09 9号(22mm) ⑩KA-193-10 10号(23.5mm) ⑪KA-193-11 11号(25mm) ⑫KA-193-12 12号(27mm)

⑬KA-193-13 13号(29mm) ⑭KA-193-14 14号(30.5mm) ⑮KA-193-15 15号(32mm) ⑯KA-193-16 16号(33.5mm) ⑰KA-193-17 17号(35mm) ⑱KA-193-18 18号(36.5mm)

〈T字型〉

HL-396 (5号~11号セット)

①HL-396-05 5号(16mm) ②HL-396-06 6号(17.5mm) ③HL-396-07 7号(19mm) ④HL-396-08 8号(20.5mm) ⑤HL-396-09 9号(22mm) ⑥HL-396-10 10号(23.5mm) ⑦HL-396-11 11号(25mm)

※全長サイズは 190mm 19号以上はお問い合わせ下さい。

結紮糸誘導針 HL-512



HL-5121 強湾
先端穴明
鋭鋭型
全長 20cm

HL-5122 中湾

HL-5123 弱湾

HL-5124 直型

HL-5125 鋭鋭(軟性)

フィスタルデレクター 有溝ゾンデ

(英商SEWARD社製)

HL-630
ロックハート氏



先端穴明
有溝ゾンデ
4本わ/1箱
全長 16cm

The figure displays eight numbered components of the irrigation system against a blue background:

- (1)**: A clear plastic connector or adapter.
- (2)**: A small metal key or pin component.
- (3)**: Another small metal component, possibly a nut or washer.
- (4)**: A long, flexible, clear plastic tube coiled at one end.
- (5)**: A thin, straight metal rod or needle.
- (6)**: A metal valve or clamp mechanism attached to a tube.
- (7)**: A large, clear plastic reservoir bag with a handle at the top.
- (8)**: A thick, dark-colored flexible tube coiled at one end.

[illegible]