



+ BIEN-AIR
SWISS
MADE

S120

NANO

CE
0120
ISO 13485

Bien Air

OSSEODUO

DRILL SYSTEM

PM²
LINE

ENT line

SWISS

MADE 

QUALITY



長さ 70-95mm



1600831-001
ストレートハンド
ピースHD
PM2-S70HD



1600830-001
アングルハンド
ピースHD
PM2-A70HD-S



1600767-001
ストレートハンド
ピース
PM2-S70



1600765-001
アングルハンド
ピース
PM2-A70-S



1600768-001
アングルハンド
ピース
PM2-A95-M



1600777-001
NANOマイクロモーター

1600865-001
NANOマイクロモーター用
ケーブル



1600614-001
シェーバーハンドピースS120

1600629-001
シェーバーハンドピースS120用
ケーブル



1600685-001
オッセオスタップハンドピース



1600686-001
オッセオスタップ
コントロールユニット



1600513-001
OSSEODUOコントロールユニット
イリゲーションポンプ付



1600517-001
OSSEODUO用
フットペダル

NANO

- ・耳科手術に特化した小型軽量設計
- ・バーの長さ調整が3段階で可能(最大10mm延長)
- ・ハンドピースはイリゲーション内臓、外付けから選択可能



製品番号

1600777-001

NANO マイクロモーター

製品番号

1600865-001

NANO マイクロモーター用ケーブル

モーター長	74mm
モーター直径	直径 Ø 17mm
重量	80g (ケーブルを除く)
回転数	(最高)80,000 rpm

OSSEODUO



製品番号

1600513-001

OSSEODUO コントロールユニット
イリゲーションポンプ付

電源	100-240vac/2A - 1A/50/60Hz
サイズ(L×H×D)	370×115×270mm
重量	4.6kg

製品番号

1600517-001

OSSEODUO用フットペダル

サイズ(L×H×D)	160×55×170mm
重量	0.83kg




PM2 HANDPIECES

HEAVY DUTY

ヘビーデューティハンドピース

・イリゲーション内蔵型



製品番号
1600831-001
ストレートハンドピースHD
PM2-S70HD



製品番号
1600830-001
アングルハンドピースHD
PM2-A70HD-S

SLIM

スリムハンドピース

・狭い術野へのアプローチに有効

外付け用イリゲーション管



IR-BA-S
ピエンエアーイリゲーション管
PM2 80K-70mm用


IR-BA-M
ピエンエアーイリゲーション管
PM2 80K-95mm用



製品番号
1600767-001
ストレートハンドピース
PM2-S70



製品番号
1600765-001
アングルハンドピース
PM2-A70-S



製品番号
1600768-001
アングルハンドピース
PM2-A95-M

PM2 80K BURS



FullCarbide burs フルカーバイドバー※

Φmm	
1.0	1100462-001
2.0	1100464-001
3.0	1100466-001
4.0	1100467-001
5.0	1100476-001
6.0	1100468-001
7.0	1100477-001

Diamond burs ダイヤモンドバー

Φmm	
1.0	1100367-001
1.4	1100368-001
1.8	1100369-001
2.3	1100370-001
3.1	1100372-001
3.5	1100373-001
4.0	1100374-001
5.0	1100376-001
6.0	1100377-001

Coarse diamond burs 粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
2.3	1100379-001
3.1	1100380-001

Extra coarse diamond burs 超粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
4.5	1100381-001
6.0	1100382-001

Matchstick bur マッチスティックバー

Φmm	
3.0	1100461-001



Steel burs スチールバー

Φmm	
2.3	1100448-001
3.1	1100449-001
4.0	1100450-001
5.0	1100451-001
6.0	1100452-001

Diamond burs ダイヤモンドバー

Φmm	
1.0	1100320-001
1.8	1100321-001
2.3	1100322-001
3.1	1100323-001
4.0	1100324-001

Coarse diamond burs 粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.1	1100325-001
4.0	1100326-001
5.0	1100327-001
6.0	1100328-001


Extra coarse diamond burs 超粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.8	1100444-001
4.7	1100445-001
6.0	1100490-001

Matchstick burs マッチスティックバー

Φmm	
1.8	1100336-001
3.0	1100337-001


バーの露出部分は長さ調整が可能です。



3段階調整 70mm

2段階調整 95mm

OSSEOSTAP



製品番号

1600685-001

オッセオスタップ ハンドピース

寸法	全長180mm 直径15.5mm
重量	60g(ケーブルを除く)
チューブ寸法	Φ2.1×64.5mm アングル15°
回転数	2,000 ~ 12,000 rpm



製品番号

1600686-001

オッセオスタップ コントロールユニット

寸法	160×56×220mm
重量	1.1kg
電源	電池(LR6/単三形) × 8 個



製品番号

1600513-001

OSSEODUO コントロールユニット
イリゲーションポンプ付

製品番号

1600517-001

OSSEODUO用フットペダル



OSSEOSTAP BURS



カラーコードによって先端の大きさの識別が可能です。

オッセオスタップ カーバイドバー

Φmm	製品番号	カラーコード	
0.7	1501224-001	Green	

オッセオスタップ ダイヤモンドバー

Φmm	製品番号	カラーコード	
0.6	1501230-001	Blue	
0.7	1501231-001	Green	
0.8	1501232-001	Yellow	
1.0	1501233-001	Orange	
1.2	1501428-001	Black	
1.4	1501234-001	Grey	
1.8	1501235-001	Brown	

SHAVER



製品番号
1600614-001
シェーバーハンドピースS120

製品番号
1600629-001
シェーバーハンドピースS120用ケーブル

サイズ	全長140mm 直径18mm アングル15°
重量	198g(ケーブルを除く)
回転数	600 ~ 12,000 rpm



製品番号
1600513-001
OSSEODUO コントロールユニット
イリゲーションポンプ付

製品番号
1600517-001
OSSEODUO用フットペダル



SHAVER BLADES

- ・ ストレート or アングル 15°/40°/60°、Concave (凹) or Convex (凸)
- ・ ダブルカット、シングルカット、スムーズ
- ・ 有効長 110mm

ブレード先端



Double serrated
ダブルセレイテッド



Single serrated
シングルセレイテッド



Smooth
スムーズ



ストレートシェーバーブレード

外筒 Φmm	ダブル セレイテッド	シングル セレイテッド	スムーズ
3.0	1600538-001	1600541-001	1600544-001 ※
3.5	1600539-001	1600542-001	1600545-001 ※
4.0	1600540-001	1600543-001	1600546-001 ※



ストレートシェーバーブレード (リユーズブル)

外筒 Φmm	ダブルセレイテッド
3.0	1600579-001R ※
3.5	1600580-001R
4.0	1600581-001R ※

有効長 100mm



**アングル (15°) シェーバーブレード
ダブルセレイテッド**

外筒 Φmm	Concave (凹)	Convex (凸)
4.0	1600570-001 ※	1600571-001 ※



**アングル (40°) シェーバーブレード
ダブルセレイテッド**

外筒 Φmm	Concave (凹)	Convex (凸)
3.0	1600548-001	-
4.0	1600550-001	1600559-001



**アングル (60°) シェーバーブレード
ダブルセレイテッド**

外筒 Φmm	Concave (凹)
3.0	1600573-001
4.0	1600574-001

※の付いた商品コードは、受注発注品となります。

医療機器製造販売届出番号 13B1X00249BA0002

SHAVER BLADE BURS

- ・ストレート or アングル 15°/40°/60°
- ・有効長 110,120,130mm



アングル (15°) シェーバーブレード DCR ステンレスバー φ3mm

製品番号	1600577-001※
カッティングバー	Φ3.0mm
外筒	3.5mm
有効長	110mm



アングル (15°) シェーバーブレード DCR ダイヤモンドバー φ3mm

製品番号	1600650-001
カッティングバー	Φ3.0mm
外筒	3.5mm
有効長	110mm



ストレートシェーバーブレード cylindrical φ3mm

製品番号	1600576-001※
カッティングバー	Φ3.0mm
外筒	3.5mm
有効長	120mm



アングル (60°) シェーバーブレード cylindrical φ3mm

製品番号	1600578-001
カッティングバー	Φ3.0mm
外筒	3.5mm
有効長	130mm

ADENOID SHAVER BLADES



アングル (40°) シェーバーブレード Adenoid

製品番号	1600572-001 ※
刃先	ダブルセレイテッド ・ Convex (凸)
外筒	4.0mm
有効長	120mm



Laryngeal シェーバーブレード

製品番号	1600568-001 ※	1600569-001 ※
孔	Concave (凹)	
外筒	3.5mm	3.5mm
有効長	220mm	270mm

※の付いた商品コードは、受注発注品となります。

医療機器製造販売届出番号 13B1X00249BA0002

ACCESSORIES

1100037-010

イリゲーションチューブ (10本入)

医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PS0001



1302844-010

イリゲーションチューブ用クリップ
(10個入)



IR-BA-S

ピエンエア-イリゲーション管
PM2 80K-70mm用



IR-BA-M

ピエンエア-イリゲーション管
PM2 80K-95mm用



医療機器製造販売届出番号 13B1X00249SU0003

1600962-001

滅菌トレー (PM2用)



CBL6503-1100

ピエンNANO延長ケーブル(1.1m)

CBL8137-1100

ピエン80K延長ケーブル(1.1m)



CBL8138-1100

ピエンフットスイッチ延長ケーブル(1.1m)

1600669-001

滅菌トレー(オッセオスタップ用)




1600828-001

滅菌トレー(S80/S120用)



1500017-001

イリゲーションスタンド



Aquacare(緑)

1600617-001

アクアケア注水チューブ洗浄スプレー
500ml



Lubrifiuid(青)

1600064-001

ルブリフルイド潤滑スプレー
500ml

特別販売セットコード

商品コード	販売名称	規格	数量
NT-SET 鼻用セット			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600614-001	シェパードハンドピースS120		1
1600629-001	シェパードハンドピースS120用ケーブル	3.0m	1
1600828-001	滅菌トレイ	(S80/S120用)	1
E-SET 耳用セット			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
1600685-001	オッセオスタップ ハンドピース		1
1600669-001	滅菌トレイ	(オッセオスタップ用)	1
ENT-SET-I 耳鼻咽喉科セット - I			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
1600614-001	シェパードハンドピースS120		1
1600629-001	シェパードハンドピースS120用ケーブル	3.0m	1
1600828-001	滅菌トレイ	(S80/S120用)	1
ENT-SET-II 耳鼻咽喉科セット - II			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
1600614-001	シェパードハンドピースS120		1
1600629-001	シェパードハンドピースS120用ケーブル	3.0m	1
1600828-001	滅菌トレイ	(S80/S120用)	1
1600685-001	オッセオスタップ ハンドピース		1
1600669-001	滅菌トレイ	(オッセオスタップ用)	1
N-SET ナノセット			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1

※全てのセットに以下の5点が含まれています。

商品コード	販売名称	規格	数量
1500017-001	イリゲーションスタンド		1
1100037-010	イリゲーションチューブ	(10個入)	1
1302844-010	イリゲーションチューブ用クリップ	(10個入)	1
1600064-001	ルブリフルイド潤滑スプレー500ml		1
1600617-001	アクアケア注水チューブ洗浄スプレー500ml		1

- ※ ご使用前には必ず、添付文書をお読み下さい。
- ※ 製品改良のため予告なく仕様変更をする場合がありますのであらかじめご了承下さい。

製造元



Bien-Air Surgery SA
(スイス)

製造販売元



ユフ精器株式会社
YUFU ITONAGA CO.,LTD.
サージテック事業部

東京都文京区湯島2丁目31番20号 〒113-0034
TEL:03-3811-1001 FAX:03-3811-1651