

NEUROSURGERY  
POWER AND PRECISION



Current models  
 1600767-001: 25 mm fix  
 1600768-001: 25 mm rotating  
 1600769-001: 25 mm fix  
 1600766-001: 25 mm fix



**OSSEODUO**  
DRILL SYSTEM



---

SWISS

MADE 

QUALITY

---

# NEUROSURGERY

## POWER AND PRECISION



長さ 70-95-125-150mm

### Cranio guards

1600880-001: クラニオガード S ローテーティング  
1600912-001: クラニオガード S フィックス

1600879-001: クラニオガード M ローテーティング  
1600913-001: クラニオガード M フィックス

1600887-001: クラニオガード L フィックス



### Heavy duty

1600831-001  
PM2-S70HD

1600830-001  
PM2-A70HD-S



### Slim Straight

1600767-001  
PM2-S70

1600977-001  
PM2-S125-L

1600978-001  
PM2-S150-XL



### Slim Angle

1600765-001  
PM2-A70-S

1600768-001  
PM2-A95-M

1600769-001  
PM2-A125-L

1600766-001  
PM2-A150-XL



1600777-001  
NANOマイクロモーター

1600865-001  
NANOマイクロモーター用ケーブル



1600895-001  
RAPIDOマイクロモーター

1600519-001  
80K マイクロモーター用ケーブル  
RAPIDO / PM PERFO 兼用



1600832-001  
PM PERFOハンドピース



1600513-001  
OSSEODUOコントロールユニット  
イリゲーションポンプ付



1600517-001  
OSSEODUO用フットペダル

## NANO

小型軽量設計されたハイスピードドリル  
バランスに優れたデザイン…術者のストレス軽減

バーの長さ調整が3段階で可能(最大10mm延長)  
ハンドピースはイリゲーション内臓、外付けから選択可能



製品番号  
**1600777-001**  
NANO マイクロモーター

製品番号  
**1600865-001**  
NANO マイクロモーター用ケーブル

モーター長	74mm
モーター直径	直径 Ø 17mm
重量	80g (ケーブルを除く)
回転数	(最高) 80,000rpm

## RAPIDO

高いトルクのハイスピードドリル  
空冷式を採用

バーの長さ調整が3段階で可能(最大10mm延長)  
ハンドピースはイリゲーション内臓、外付けから選択可能



製品番号  
**1600895-001**  
RAPIDO マイクロモーター

製品番号  
**1600519-001**  
80K マイクロモーター用ケーブル  
RAPIDO / PM PERFO 兼用

モーター長	77mm
モーター直径	直径 Ø 21mm
重量	115g (ケーブルを除く)
回転数	(最高) 80,000rpm

## OSSEODUO



製品番号  
**1600513-001**  
OSSEODUO コントロールユニット  
イリゲーションポンプ付

電源	100-240vac/2A-1A/50/60Hz
サイズ (L×H×D)	370×115×270mm
重量	4.6kg



製品番号  
**1600517-001**  
OSSEODUO用フットペダル

サイズ (L×H×D)	160×55×170mm
重量	0.83kg

## PM PERFO



製品番号  
**1600832-001**  
PM PERFO ハンドピース

製品番号  
**1600519-001**  
80K マイクロモーター用ケーブル  
RAPIDO / PM PERFO 兼用


モーター長	140mm
モーター直径	直径 Ø 37mm
重量	450g (ケーブルを除く)
回転数	(推奨) 60,000rpm

# PM2 HANDPIECES

## CRANIO GUARD

クラニオガード

・クラニオトーム時にイリゲーション可能



10mm



製品番号  
**1600912-001**  
クラニオガード S フィックス

製品番号  
**1600880-001**  
クラニオガード S ローテーティング

15mm



製品番号  
**1600913-001**  
クラニオガード M フィックス

製品番号  
**1600879-001**  
クラニオガード M ローテーティング

25mm



製品番号  
**1600887-001**  
クラニオガード L フィックス

## HEAVY DUTY

ヘビーデューティハンドピース

・イリゲーション内蔵型



ハンドピースの先端から水が出ます



製品番号  
**1600831-001**  
ストレートハンドピース  
PM2-S70HD(NLS)



製品番号  
**1600830-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A70HD-S(NLS)

## SLIM

スリムハンドピース

・狭い術野へのアプローチに有効



製品番号  
**1600767-001**  
ストレートハンドピース  
PM2-S70(NLS)



製品番号  
**1600977-001**  
ストレートハンドピース  
PM2-S125-L(NLS)



製品番号  
**1600978-001**  
ストレートハンドピース  
PM2-S150-XL(NLS)

## 外付け用イリゲーション管



**IR-BA-S**  
ピエンエアアーイリゲーション管  
PM2 80K-70mm用



**IR-BA-M**  
ピエンエアアーイリゲーション管  
PM2 80K-95mm用



**IR-BA-L**  
ピエンエアアーイリゲーション管  
PM2 80K-125mm用



**IR-BA-XL**  
ピエンエアアーイリゲーション管  
PM2 80K-150mm用



製品番号  
**1600765-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A70-S(NLS)



製品番号  
**1600768-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A95-M(NLS)



製品番号  
**1600769-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A125-L(NLS)



製品番号  
**1600766-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A150-XL(NLS)



# PM2 80K BURS



**Full Carbide burs**  
フルカーバイドバー

Φmm	
1.0	1100462-001
2.0	1100464-001
3.0	1100466-001
4.0	1100467-001
5.0	1100476-001
6.0	1100468-001
7.0	1100477-001

**Diamond burs**  
ダイヤモンドバー

Φmm	
1.0	1100367-001
1.4	1100368-001
1.8	1100369-001
2.3	1100370-001
2.7	1100371-001 ※
3.1	1100372-001
3.5	1100373-001
4.0	1100374-001
5.0	1100376-001
6.0	1100377-001

**Coarse diamond burs**  
粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
2.3	1100379-001
3.1	1100380-001

**Extra coarse diamond burs**  
超粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
4.5	1100381-001
6.0	1100382-001

**Twist drill**  
ツイストドリル

Φ × Lmm	
1.5 × 12	1100459-001

**Matchstick bur**  
マッチスティックバー

Φmm	
3.0	1100461-001

## Cranial


**Straight Cranial burs**  
クラニアルバー

Lmm	ストレート
10	1100383-001
15	1100384-001
25	1100414-001

**Spiral Cranial burs**  
クラニアルバー

Lmm	スパイラル
15	1100387-001
25	1100413-001

バーの露出部分は長さ調整が可能です。



**3段階調整** 3段階調整 70mm

**2段階調整** 2段階調整 95mm、125mm、150mm

※の付いた商品コードは、受注発注品となります。

医療機器認証番号 226AFBZX00115000





**Steel burs**  
スチールバー

Φmm	
2.3	1100448-001
3.1	1100449-001
4.0	1100450-001
5.0	1100451-001
6.0	1100452-001

**Diamond burs**  
ダイヤモンドバー

Φmm	
1.0	1100320-001
1.8	1100321-001
2.3	1100322-001
3.1	1100323-001
4.0	1100324-001

**Coarse diamond burs**  
粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.1	1100325-001
4.0	1100326-001
5.0	1100327-001
6.0	1100328-001

**Extra coarse diamond burs**  
超粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.8	1100444-001
4.7	1100445-001
6.0	1100490-001

**Matchstick burs**  
マッチスティックバー

Φmm	
1.8	1100336-001
3.0	1100337-001



**Steel burs**  
スチールバー

Φmm	
2.3	1100454-001 ※
3.1	1100455-001
4.0	1100456-001
5.0	1100457-001

**Diamond burs**  
ダイヤモンドバー

Φmm	
1.0	1100308-001
1.8	1100309-001
2.3	1100310-001
3.1	1100311-001
4.0	1100312-001

**Coarse diamond burs**  
粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.1	1100313-001
4.0	1100314-001
5.0	1100315-001

**Extra coarse diamond burs**  
超粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.8	1100316-001
4.7	1100317-001
6.0	1100491-001



**Steel burs**  
スチールバー

Φmm	
3.1	1100344-001
4.0	1100345-001

**Diamond burs**  
ダイヤモンドバー

Φmm	
1.8	1100330-001
3.1	1100331-001
4.0	1100332-001

**Coarse diamond burs**  
粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.1	1100333-001
4.0	1100334-001
5.0	1100335-001

※の付いた商品コードは、受注発注品となります。

医療機器認証番号 226AFBZX00115000

# ACCESSORIES

## **1100037-010**

イリゲーションチューブ (10本入)  
医療機器届出番号 13B2X00075000030



## **1302844-010**

イリゲーションチューブ用クリップ  
(10個入)




## **IR-BA-S**

ビエンエア-イリゲーション管  
PM2 80K-70mm用



先端部



## **IR-BA-M**

ビエンエア-イリゲーション管  
PM2 80K-95mm用



## **IR-BA-L**

ビエンエア-イリゲーション管  
PM2 80K-125mm用



## **IR-BA-XL**

ビエンエア-イリゲーション管  
PM2 80K-150mm用




## **1600962-001**

滅菌トレー (PM2用)



## **1500017-001**

イリゲーションスタンド



## **CBL6503-1100**

ビエンNANO延長ケーブル (1.1m)



## **CBL8137-1100**

ビエン80K延長ケーブル (1.1m)

## **CBL8138-1100**

ビエンフットスイッチ延長ケーブル (1.1m)

## **Aquacare (緑)**

### **1600617-006**

アクアケア注水チューブ洗浄スプレー 500ml



## **Lubrifiuid (青)**

### **1600064-006**

ルブリフルイド潤滑スプレー 500ml

## **1000009-010**

クリーニングツール イリゲーション用(10本入)

## **1000001-010**

掃除用ワイヤー針 イリゲーション用(10本入)



商品コード	販売名称	規格	数量
<b>RNP-SET 脳外科セットI</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600895-001	RAPIDO マイクロモーター		1
1600519-001	80Kマイクロモーター用ケーブル	RAPIDO/PM PERFO兼用(3.0m)	2
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600832-001	PM PERFO ハンドピース		1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
<b>RP-SET 脳外科セットII</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600895-001	RAPIDO マイクロモーター		1
1600832-001	PM PERFO ハンドピース		1
1600519-001	80Kマイクロモーター用ケーブル	RAPIDO/PM PERFO兼用(3.0m)	2
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
<b>NP-SET 脳外科セットIII</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600519-001	80Kマイクロモーター用ケーブル	RAPIDO/PM PERFO兼用(3.0m)	1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600832-001	PM PERFO ハンドピース		1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
<b>R-SET ラピッドセット</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600895-001	RAPIDO マイクロモーター		1
1600519-001	80Kマイクロモーター用ケーブル	RAPIDO/PM PERFO兼用(3.0m)	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
<b>N-SET ナノセット</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1

※全てのセットに以下の5点が含まれています。

商品コード	販売名称	規格	数量
1500017-001	イリゲーションスタンド		1
1100037-010	イリゲーションチューブ	(10個入)	1
1302844-010	イリゲーションチューブ用クリップ	(10個入)	1
1600064-006	ルブリフルイド潤滑スプレー500ml		1
1600617-006	アクアケア注水チューブ洗浄スプレー500ml		1

※ ご使用前には必ず添付文書をお読み下さい。  
※ 製品改良のため予告なく仕様変更をする場合がありますのであらかじめご了承下さい。

---

製造販売元



ビエン・エア・アジア株式会社  
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-40-12  
西池袋第一生命ビルディング10F

販売元



**ユフ精器株式会社**  
サージテック事業部  
東京都文京区湯島2丁目31番20号(〒113-0034)  
TEL:03-3811-1001 FAX:03-3811-1651