

PDレーザーBT^{※1}を用いた 光線力学的療法 (Photodynamic therapy) での 照射ターゲットの重複予防及び主幹血管の遮蔽に

PDTシート

アルミニウムをレーヨンで被った滅菌済脳外用遮光シート

照射ターゲットの重複による照射エネルギー過多の予防、及び照射ターゲット内に脳主幹動脈や脳表の太い皮質静脈が含まれていた場合、直接レーザー照射をされないよう血管群を遮蔽する。



丸型 【重複予防用】



長方形 【血管遮蔽用】




| 商品コード | 商品名 | 規格 | 入数 | 価格 | JANコード |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------|---------------|
| AS66-01 | PDTシート丸型 | 径15mm | (8枚入/1袋) × 10袋 | 75,000円 | 4546862051645 |
| AS66-10 | PDTシート長方形 | 13 X 38mm | (5枚入/1袋) × 10袋 | 47,000円 | 4546862051652 |

アメリカンサージカルスポンジPDTシート 医療機器製造販売届出番号13B1X00249AS0008 製造販売元 ユフ精器株式会社


PDT用ミラー・ハンドル

PDTミラーの鏡面を術野にかざすことにより患部を見ることができ、レーザー光を反射させることによりレーザー光が到達しにくい部位への照射が可能

PDTミラー 【単回使用】



PDTハンドル




- ※ シャフトやシャフトとミラーの接続部は角度を変える、曲げる等しないこと。
- ※ 滅菌の際は必ずPDTミラー鏡面側の保護フィルムを剥がすこと。
- ※ PDTミラーは Disposable 製品であり、再使用はできません。
- ※ PDTハンドルは再使用可能だが、金属疲労等劣化が生じるので適時交換すること。

| 商品コード | 商品名 | 規格 | 入数 | 価格 | JANコード |
|---------|---------|-----|----|---------|---------------|
| PDT-LR | PDTミラー | 45° | 1枚 | 26,500円 | 4560218688620 |
| PDT-LR2 | PDTミラー | 20° | 1枚 | 26,500円 | 4560218688644 |
| PDT-HD | PDTハンドル | | 1個 | 33,500円 | 4560218688637 |

PDT用ミラー 医療機器製造販売届出番号 13B2X00094000183 製造販売元 株式会社デンテック

※1 (株)パナソニックヘルスケア半導体レーザー機器・PDレーザーBT[®]



製造販売元
ユフ精器株式会社

サージテック事業部
東京都文京区湯島2丁目31番20号(〒113-0034)
TEL: 03-3811-1001 FAX: 03-3811-1651

- ご使用前には必ず、添付文書をお読み下さい。
- 製品改良のため予告なく仕様変更をする場合がありますのであらかじめご了承下さい。