



**+** BIEN-AIR  
SWISS  
MADE

S120

NANO

CE  
0120  
ISO 13485

Bien Air

# OSSEODUO DRILL SYSTEM

PM<sub>2</sub>  
LINE

ENT line

---

SWISS

MADE 

QUALITY

---



長さ 70-95mm



**1600831-001**  
ストレートハンド  
ピースHD  
PM2-S70HD



**1600830-001**  
アングルハンド  
ピースHD  
PM2-A70HD-S



**1600767-001**  
ストレートハンド  
ピース  
PM2-S70



**1600765-001**  
アングルハンド  
ピース  
PM2-A70-S



**1600768-001**  
アングルハンド  
ピース  
PM2-A95-M



**1600777-001**  
NANOマイクロモーター

**1600865-001**  
NANOマイクロモーター用  
ケーブル



**1600614-001**  
シェーバーハンドピースS120

**1600629-001**  
シェーバーハンドピースS120用  
ケーブル



**1600685-001**  
オッセオスタップハンドピース



**1600686-001**  
オッセオスタップ  
コントロールユニット



**1600513-001**  
OSSEODUOコントロールユニット  
イリゲーションポンプ付



**1600517-001**  
OSSEODUO用  
フットペダル

# NANO

- ・耳科手術に特化した小型軽量設計
- ・バーの長さ調整が3段階で可能(最大10mm延長)
- ・ハンドピースはイリゲーション内臓、外付けから選択可能



製品番号

**1600777-001**

NANO マイクロモーター

製品番号

**1600865-001**

NANO マイクロモーター用ケーブル

モーター長	74mm
モーター直径	直径 Ø 17mm
重量	80g (ケーブルを除く)
回転数	(最高)80,000 rpm

## OSSEODUO



製品番号  
**1600513-001**  
 OSSEODUO コントロールユニット  
 イリゲーションポンプ付

電源	100-240vac/2A - 1A/50/60Hz
サイズ(L×H×D)	370×115×270mm
重量	4.6kg

製品番号  
**1600517-001**  
 OSSEODUO用フットペダル

サイズ(L×H×D)	160×55×170mm
重量	0.83kg




# PM2 HANDPIECES

## HEAVY DUTY

ヘビーデューティハンドピース

・イリゲーション内蔵型



製品番号  
**1600831-001**  
ストレートハンドピースHD  
PM2-S70HD



製品番号  
**1600830-001**  
アングルハンドピースHD  
PM2-A70HD-S

## SLIM

スリムハンドピース

・狭い術野へのアプローチに有効

### 外付け用イリゲーション管



**IR-BA-S**  
ピエンエアーイリゲーション管  
PM2 80K-70mm用




**IR-BA-M**  
ピエンエアーイリゲーション管  
PM2 80K-95mm用



製品番号  
**1600767-001**  
ストレートハンドピース  
PM2-S70



製品番号  
**1600765-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A70-S



製品番号  
**1600768-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A95-M

# PM2 80K BURS



## FullCarbide burs フルカーバイドバー※

Φmm	
1.0	1100462-001
2.0	1100464-001
3.0	1100466-001
4.0	1100467-001
5.0	1100476-001
6.0	1100468-001
7.0	1100477-001

## Diamond burs ダイヤモンドバー

Φmm	
1.0	1100367-001
1.4	1100368-001
1.8	1100369-001
2.3	1100370-001
3.1	1100372-001
3.5	1100373-001
4.0	1100374-001
5.0	1100376-001
6.0	1100377-001

## Coarse diamond burs 粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
2.3	1100379-001
3.1	1100380-001

## Extra coarse diamond burs 超粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
4.5	1100381-001
6.0	1100382-001

## Matchstick bur マッチスティックバー

Φmm	
3.0	1100461-001



## Steel burs スチールバー

Φmm	
2.3	1100448-001
3.1	1100449-001
4.0	1100450-001
5.0	1100451-001
6.0	1100452-001

## Diamond burs ダイヤモンドバー

Φmm	
1.0	1100320-001
1.8	1100321-001
2.3	1100322-001
3.1	1100323-001
4.0	1100324-001

## Coarse diamond burs 粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.1	1100325-001
4.0	1100326-001
5.0	1100327-001
6.0	1100328-001


## Extra coarse diamond burs 超粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.8	1100444-001
4.7	1100445-001
6.0	1100490-001

## Matchstick burs マッチスティックバー

Φmm	
1.8	1100336-001
3.0	1100337-001

バーの露出部分は長さ調整が可能です。




3段階調整 70mm

2段階調整 95mm



# OSSEOSTAP



製品番号

**1600685-001**

オッセオスタップ ハンドピース

寸法	全長180mm 直径15.5mm
重量	60g(ケーブルを除く)
チューブ寸法	Φ2.1×64.5mm アングル15°
回転数	2,000 ~ 12,000 rpm



製品番号

**1600686-001**

オッセオスタップ コントロールユニット

寸法	160×56×220mm
重量	1.1kg
電源	電池(LR6/単三形) × 8 個



製品番号

**1600513-001**

OSSEODUO コントロールユニット  
イリゲーションポンプ付

製品番号

**1600517-001**

OSSEODUO用フットペダル






# OSSEOSTAP BURS



カラーコードによって先端の大きさの識別が可能です。


## オッセオスタップ カーバイドバー

Φmm	製品番号	カラーコード	
0.7	1501224-001	Green	

## オッセオスタップ ダイヤモンドバー

Φmm	製品番号	カラーコード	
0.6	1501230-001	Blue	
0.7	1501231-001	Green	
0.8	1501232-001	Yellow	
1.0	1501233-001	Orange	
1.2	1501428-001	Black	
1.4	1501234-001	Grey	
1.8	1501235-001	Brown	

# SHAVER



製品番号  
**1600614-001**  
シェーバーハンドピースS120

製品番号  
**1600629-001**  
シェーバーハンドピースS120用ケーブル

サイズ	全長140mm 直径18mm アングル15°
重量	198g(ケーブルを除く)
回転数	600 ~ 12,000 rpm



製品番号  
**1600513-001**  
OSSEODUO コントロールユニット  
イリゲーションポンプ付

製品番号  
**1600517-001**  
OSSEODUO用フットペダル



# SHAVER BLADES

- ・ ストレート or アングル 15°/40°/60°、Concave (凹) or Convex (凸)
- ・ ダブルカット、シングルカット、スムーズ
- ・ 有効長 110mm

ブレード先端




**Double serrated**  
ダブルセレイテッド



**Single serrated**  
シングルセレイテッド



**Smooth**  
スムーズ



ストレートシェーバーブレード

外筒 Φmm	ダブル セレイテッド	シングル セレイテッド	スムーズ
3.0	1600538-001	1600541-001	1600544-001 ※
3.5	1600539-001	1600542-001	1600545-001 ※
4.0	1600540-001	1600543-001	1600546-001 ※



ストレートシェーバーブレード (リユーズブル)

外筒 Φmm	ダブルセレイテッド
3.0	1600579-001R ※
3.5	1600580-001R
4.0	1600581-001R ※

有効長 100mm



アングル (15°) シェーバーブレード  
ダブルセレイテッド

外筒 Φmm	Concave (凹)	Convex (凸)
4.0	1600570-001 ※	1600571-001 ※



アングル (40°) シェーバーブレード  
ダブルセレイテッド

外筒 Φmm	Concave (凹)	Convex (凸)
3.0	1600548-001	-
4.0	1600550-001	1600559-001



アングル (60°) シェーバーブレード  
ダブルセレイテッド

外筒 Φmm	Concave (凹)
3.0	1600573-001
4.0	1600574-001

※の付いた商品コードは、受注発注品となります。

医療機器製造販売届出番号 13B1X00249BA0002

# SHAVER BLADE BURS

- ・ストレート or アングル 15°/40°/60°
- ・有効長 110,120,130mm



アングル ( 15° ) シェーバーブレード DCR ステンレスバー φ3mm

製品番号	1600577-001※
カッティングバー	Φ3.0mm
外筒	3.5mm
有効長	110mm



アングル ( 15° ) シェーバーブレード DCR ダイヤモンドバー φ3mm

製品番号	1600650-001
カッティングバー	Φ3.0mm
外筒	3.5mm
有効長	110mm



ストレートシェーバーブレード cylindrical φ3mm

製品番号	1600576-001※
カッティングバー	Φ3.0mm
外筒	3.5mm
有効長	120mm



アングル ( 60° ) シェーバーブレード cylindrical φ3mm

製品番号	1600578-001
カッティングバー	Φ3.0mm
外筒	3.5mm
有効長	130mm

# ADENOID SHAVER BLADES



アングル ( 40° ) シェーバーブレード Adenoid

製品番号	1600572-001 ※
刃先	ダブルセレイテッド ・ Convex ( 凸 )
外筒	4.0mm
有効長	120mm



Laryngeal シェーバーブレード

製品番号	1600568-001 ※	1600569-001 ※
孔	Concave ( 凹 )	
外筒	3.5mm	3.5mm
有効長	220mm	270mm

※の付いた商品コードは、受注発注品となります。

医療機器製造販売届出番号 13B1X00249BA0002

# ACCESSORIES

## 1100037-010

イリゲーションチューブ (10本入)

医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PS0001



## 1302844-010

イリゲーションチューブ用クリップ  
(10個入)




## IR-BA-S

ビエンエア-イリゲーション管  
PM2 80K-70mm用

## IR-BA-M

ビエンエア-イリゲーション管  
PM2 80K-95mm用

医療機器製造販売届出番号 13B1X00249SU0003



## 1600962-001

滅菌トレー (PM2用)



## CBL6503-1100

ビエンNANO延長ケーブル(1.1m)

## CBL8137-1100

ビエン80K延長ケーブル(1.1m)

## CBL8138-1100

ビエンフットスイッチ延長ケーブル(1.1m)



## 1600669-001

滅菌トレー(オッセオスタップ用)




## 1600828-001

滅菌トレー(S80/S120用)



## 1500017-001

イリゲーションスタンド



## Aquacare(緑)

### 1600617-001

アクアケア注水チューブ洗浄スプレー  
500ml



## Lubrifiuid(青)

### 1600064-001

ルブリフルイド潤滑スプレー  
500ml



## 特別販売セットコード

商品コード	販売名称	規格	数量
<b>NT-SET 鼻用セット</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600614-001	シェパードハンドピースS120		1
1600629-001	シェパードハンドピースS120用ケーブル	3.0m	1
1600828-001	滅菌トレイ	(S80/S120用)	1
<b>E-SET 耳用セット</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
1600685-001	オッセオスタップ ハンドピース		1
1600669-001	滅菌トレイ	(オッセオスタップ用)	1
<b>ENT-SET-I 耳鼻咽喉科セット - I</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
1600614-001	シェパードハンドピースS120		1
1600629-001	シェパードハンドピースS120用ケーブル	3.0m	1
1600828-001	滅菌トレイ	(S80/S120用)	1
<b>ENT-SET-II 耳鼻咽喉科セット - II</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
1600614-001	シェパードハンドピースS120		1
1600629-001	シェパードハンドピースS120用ケーブル	3.0m	1
1600828-001	滅菌トレイ	(S80/S120用)	1
1600685-001	オッセオスタップ ハンドピース		1
1600669-001	滅菌トレイ	(オッセオスタップ用)	1
<b>N-SET ナノセット</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1

※全てのセットに以下の5点が含まれています。

商品コード	販売名称	規格	数量
1500017-001	イリゲーションスタンド		1
1100037-010	イリゲーションチューブ	(10個入)	1
1302844-010	イリゲーションチューブ用クリップ	(10個入)	1
1600064-001	ルブリフルイド潤滑スプレー500ml		1
1600617-001	アクアケア注水チューブ洗浄スプレー500ml		1

- ※ ご使用前には必ず、添付文書をお読み下さい。
- ※ 製品改良のため予告なく仕様変更をする場合がありますのであらかじめご了承下さい。

---

製造元



Bien-Air Surgery SA  
(スイス)

製造販売元



ユフ精器株式会社  
YUFU ITONAGA CO.,LTD.  
サージテック事業部

東京都文京区湯島2丁目31番20号 〒113-0034  
TEL:03-3811-1001 FAX:03-3811-1651