



DORO®

NON-STICK Bipolar Forceps



DORO® - Simply Better Built...Simply More Choices.

DORO®NON-STICK Bipolar Forceps

Bayonet

全長 19.0cm 22.0cm

有効長 8.5cm 11.5cm

Tip size(長さ×幅)

5 × 0.4mm



5023.012

5 × 1.2mm



5025.015

チップ角度付き、シャフト角度付き、その他のサイズは次ページをご覧ください。



Bayonet Keyhole

低侵襲アプローチに適した平行シャフトで、シャフトの広がりを最小限に抑えチップは平行になるように設計されています。

全長 23.0cm

有効長 12.5cm

Tip size(長さ×幅)

5 × 0.7mm
(15°UP)




5036.033

5 × 0.7mm
(45°UP)



5036.053



ADF Adjustable Dissecting Force

最適な把持、凝固を可能にするために必要に応じてフォーセプスの張力を調整できる製品です。DORO®フォーセプス横にあるADFホイールを回すだけで、自分好みに調整ができます。

全長 19.0cm

有効長 8.5cm



Tip size(長さ×幅)

 DORO®ADF NON-STICK Bipolar Forceps – Bayonet, Pinpoint Coagulation

5 × 0.7mm

5043.013



DORO® NON-STICK Bipolar Forceps

Straight

全長 12.5cm

有効長 4.3cm

Tip size(長さ×幅)

5 × 0.4mm  5062.012

5 × 0.7mm  5062.013

5 × 1.2mm  5062.015



Bayonet (UP / Down / Others)

全長 15.5cm 17.0cm 19.0cm 22.0cm

有効長 5.0cm 6.5cm 8.5cm 11.5cm

Tip size(長さ×幅)

3 × 0.3mm 5021.019TL3 5022.019TL3 5023.019TL3

3 × 0.3mm (30°UP) Irrigation  5022.099TL3

3 × 0.3mm DW 5022.019TL3B 5025.019TL3B

3 × 0.3mm (45°UP) DW 5022.059TL3B

9 × 0.4mm 5022.012TL9



DORO® Accessories

製品番号 5015-61-10

イリゲーションハイポ-ラ用マントリン 10本入

DORO®NON-STICK Bipolar Forceps

Features



NON-STICK

先端は純度の高い銀合金製でコーティングではありません。
高い熱拡散率を提供しており、低出力で使用でき、組織の焦げ付きを防止します。
術中の先端チップクリーニングの回数を軽減し、長寿命を実現します。



Dual Tip Action

ストレート、バイオネットおよびバイオネットイリゲーションの先端は、マイクロサージェリーのためのピンポイント凝固または先端を閉じた面での広範囲な凝固を可能にします。



Guide Keeps Tips Precisely Aligned

ロングタイプにはガイドが備わっており、シザリングを防止します。
これにより安全性と精度が向上します。



Optimal Tissue Manipulation

ロープロファイル設計でイリゲーションラインはハンドルとコネクタに組み込まれており、広い視野を確保します。
イリゲーションは術野から血液や血腫を洗い流します。
また、長時間の手術において過熱を抑えます。




チップ幅



チップ長さ



チップ角度



シャフト角度 ストレート
下向き(DW)

ドロノスティックバイポーラフォーセプス 医療機器製造販売認証番号 229AFBZX00032000



製造元

pro med instruments GmbH (独国)

製造販売元



東京都文京区湯島2丁目31番20号 〒113-0034
TEL:03-3811-1001 FAX:03-3811-1651



<https://www.yufu.co.jp/>